

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στο Φαρμακείο

Στασινός Χρ. Σικαλιάς
Φαρμακοποιός
<https://sikalias.net/>

Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να σας δείξω:

- Το μέγεθος της κατηγορίας των ιατροτεχνολογικών

- Το ρόλο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του φαρμακοποιού

Ιατροτεχνολογικά στο φαρμακείο:

- Πιεσόμετρα
- Συσκευές μέτρησης σακχάρου και αναλώσιμα
- Τεστ εγκυμοσύνης
- Άλλες συσκευές μέτρησης η τεστ πχ χοληστερίνη - ουρολοίμωξη, οξύμετρο κτλ
- Θερμοφόρες απλές ή ηλεκτρικές
- Άλλες συσκευές πχ Νεφελοποιητές
- Ορθοπεδικά είδη
- Είδη περιποίησης τραύματος

Πάρα πολλά άλλα είδη που θα δούμε παρακάτω **με μηχανική δράση** που δεν κατατάσσονται εύκολα σε κατηγορίες αλλά αποτελούν μεγάλο όγκο των προϊόντων του φαρμακείου

Επίσης **φάρμακα** που χορηγούνται με ιατροτεχνολογικές συσκευές πχ συσκευές εισπνοών, Nicorette quick spray



Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Metered-Dose Inhaler και είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές εισπνοών ακόμη και σήμερα.

Περιέχουν πολλαπλές δόσεις του εισπνεόμενου φαρμάκου και κάθε φορά που οπλίζονται απελευθερώνουν συγκεκριμένη δόση στον ασθενή.

Περιέχουν το φάρμακο σε μορφή διαλύματος και το απελευθερώνουν σε καθορισμένη δόση ως αερόλυμα (aerosol).

Για τη χορήγηση του φαρμάκου χρησιμοποιείται ένα προωθητικό αέριο – σήμερα συνήθως είναι ένα υδροφθοριοαλκάνιο (HFA) – παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν χλωριοφθοράνθρακες (CFC) που σήμερα έχουν απαγορευθεί.

Μια **τυπική συσκευή εισπνοών MDI** φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα.



Οδηγίες χρήσης μιας συσκευής εισπνοών MDI

1. Βγάλε το καπάκι και ανακίνησε τη συσκευή (αν χρειάζεται).
2. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
3. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και στην αρχή της εισπνοής πίεσε τον περιέκτη και συνέχισε να εισπνέεις αργά και βαθιά.
4. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
5. Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα προτού επαναλάβεις τα βήματα 2-4 για την επόμενη εισπνοή.



[http://www.myasthma.gr/assets/videos/foster.
mp4](http://www.myasthma.gr/assets/videos/foster.mp4)

Τις οδηγίες αυτές τις πήραμε από το:

<http://www.myasthma.gr/συσκευές-και-οδηγίες-χρήσης>

που μας έδωσε εταιρία που διακινεί προϊόντα των κατηγοριών στην Ελληνική αγορά και είναι της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι:

- να είμαστε μακριά λίγα λεπτά από το τελευταίο γεύμα
- να μην εκπνεύσει ο χρήστης μέσα στη συσκευή
- τη φράση πίεσε τον περιέκτη θα πρέπει να την εξηγήσει ο πάροχος φροντίδας υγείας στο χρήστη (η δόση είναι σταθερή)
- να ξεπλύνει ο χρήστης το στόμα και το επιστόμιο μετά τη χρήση. Να μην καταπιεί το νερό έκπλυσης
- δε θα νιώσει ο χρήστης κάποια γεύση
- πως διασφαλίζεται η απώλεια ή η διπλή δόση


Οδηγίες χρήσης της συσκευής Autohaler

1. Βγάλε το προστατευτικό καπάκι και ανακίνησε τη συσκευή.
2. Κράτησε όρθια τη συσκευή και τράβηξε το γκρι μοχλό προς τα πάνω.
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Κράτησε τη συσκευή όρθια και βάλε τα χείλη σου γύρω από το επιστόμιο
5. Πάρε μια σταθερή βαθιά ανάσα από το στόμα.
6. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
7. Κατέβασε το μοχλό και περίμενε μερικά δευτερόλεπτα προτού επαναλάβεις τα βήματα 2-6 για την επόμενη εισπνοή.



Οδηγίες χρήσης της συσκευής Respimat

1. ΓΥΡΙΣΤΕ τη βάση της εισπνευστικής συσκευής Respimat
2. ΑΝΟΙΞΤΕ το πώμα και κλείστε τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο
3. ΠΑΤΗΣΤΕ το κουμπί απελευθέρωσης της δόσης και εισπνεύστε





Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Dry Powder Inhaler. Περιέχουν το φάρμακο σε μορφή ξηρής σκόνης χωρίς προσθήκη προωθητικού αερίου. Οι συσκευές DPI εξαρτώνται πλήρως από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, αλλά δεν απαιτούν συγχρονισμό, όπως οι συσκευές MDI. Υπάρχουν συσκευές **μίας δόσης**, στις οποίες πρέπει να τοποθετηθεί κάθε φορά η δόση με ειδικό περιέκτη, και **πολλαπλών δόσεων**, που πρέπει να "οπλιστούν" πριν την εισπνοή για να απελευθερώσουν τη δόση του φαρμάκου.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Aerolizer

1. Αφαίρεσε το καπάκι.
2. Κράτησε τη συσκευή από τη βάση της και στρίψε το επιστόμιο, βάλε την κάψουλα στην ειδική θέση, κλείσε το επιστόμιο και πίεσε τα δύο μπλε κουμπιά 1-2 φορές για να τρυπήσεις την κάψουλα για να ελευθερωθεί το φάρμακο και στη συνέχεια άφησε τα κουμπιά.
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
6. Πέταξε την κάψουλα και βάλε το καπάκι στη συσκευή.


Οδηγίες χρήσης της συσκευής Elpenhaler

1. Άνοιξε το καπάκι.
2. Άνοιξε το επιστόμιο, βάλε τον ειδικό αλουμινένιο περιέκτη στην ειδική θέση της συσκευής, κλείσε το επιστόμιο και τράβηξε την ταινία για να ελευθερωθεί το φάρμακο.
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
6. Πέταξε τον αλουμινένιο περιέκτη και κλείσε το καπάκι της συσκευής.




Οδηγίες χρήσης της συσκευής Diskus

1. Κράτησε τη συσκευή diskus με το ένα χέρι και με τον αντίχειρα του άλλου χεριού στρίψε το κινούμενο τμήμα μέχρι να ακούσεις ένα "κλικ".
2. Με τον ίδιο τρόπο τράβηξε το μοχλό μέχρι να ακούσεις και πάλι "κλικ", ώστε να ανοίξει το επιστόμιο.
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Κράτησε τη συσκευή οριζόντια, βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
6. Γύρισε το κινούμενο τμήμα στην αρχική του θέση για να κλείσεις τη συσκευή
7. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.



Οδηγίες χρήσης της συσκευής Turbuhaler

1. Ξεβίδωσε το λευκό καπάκι.
2. Κράτησε τη συσκευή turbuhaler κατακόρυφα και στρίψε τη βάση δεξιόστροφα και αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα, ώστε να ακούσεις ένα "κλικ".
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
6. Επανάλαβε τα βήματα 2-5 για την επόμενη εισπνοή.
7. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.
8. Βίδωσε το καπάκι.



Οδηγίες χρήσης της συσκευής Twisthaler

1. Ξεβίδωσε το καπάκι.
2. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
3. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
4. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
5. Επανάλαβε τα βήματα 2-4 για την επόμενη εισπνοή.
6. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.
7. Βίδωσε το καπάκι.






Οι αεροθάλαμοι είναι συσκευές που κρατούν το φάρμακο για μερικά δευτερόλεπτα αφού απελευθερωθεί από τη συσκευή MDI. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε **παιδιά** και σε **άτομα που δεν μπορούν να συγχρονιστούν για την εισπνοή από συσκευή MDI**, ενώ μπορούν να χρησιμεύσουν και για τη μείωση των παρενεργειών των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο στοματοφάρυγγα. Οι αεροθάλαμοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ταχεία χορήγηση βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων σε **κρίσεις άσθματος**. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για εισπνοή από το επιστόμιό τους ή με ειδική μάσκα. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη масκών, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς.

Οδηγίες χρήσης αεροθαλάμων χωρίς βοήθεια από δεύτερο άτομο

1. Συναρμολόγησε τον αεροθάλαμο.
2. Ανακίνησε τη συσκευή MDI και προσάρμοσέ την στον αεροθάλαμο.
3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
4. Κράτησε τον αεροθάλαμο οριζόντια και κλείσε τα χείλη σου γύρω από το επιστόμιο.
5. Πάτησε τη συσκευή MDI ώστε να απελευθερωθεί το φάρμακο μέσα στον αεροθάλαμο.
6. Πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά και κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς)
7. Βγάλε τον αεροθάλαμο από το στόμα και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα
8. Επανάλαβε τα βήματα 2-6 για την επόμενη εισπνοή.

Οδηγίες χρήσης αεροθαλάμων με βοήθεια από δεύτερο άτομο (π.χ. σε παιδιά)

1. Συναρμολόγησε τον αεροθάλαμο.
2. Ανακίνησε τη συσκευή MDI και προσάρμοσέ την στον αεροθάλαμο.
3. Προσάρμοσε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς, ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα.
4. Πίεσε τη συσκευή ώστε να απελευθερωθεί το φάρμακο μέσα στον αεροθάλαμο.
5. Διατήρησε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς ώστε να πάρει 5-6 εισπνοές.
6. Περίμενε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επαναλάβεις τα βήματα 3-5 για νέα εισπνοή.



Στα προϊόντα που θα δούμε περιληπτικά στη συνέχεια, παραθέτω την περιγραφή και τις οδηγίες χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής

Σε κάθε προϊόν όμως έχει και κάποια σημεία ιδιαίτερης προσοχής τα οποία αν δεν επισημάνει ο εκπαιδευμένος φαρμακοποιός δεν θα είναι σωστή η χρήση και το αποτέλεσμα που περιμένουμε από το προϊόν

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

OMRON RS2 Πιεσομετρο Καρπου



Περιγραφή:

Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμία)
Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσομέτρου στον καρπό
Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων
Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρμόζει σε όλους τους χρήστες
Μνήμη 30 μετρήσεων με ημερομηνία & ώρα
Με ελληνικές οδηγίες χρήσης
Με 5 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Οδηγίες χρήσης :

Τα πιεσόμετρα OMRON δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια άσκησης ή δραστηριότητας. Σας προτείνουμε να αποφεύγετε να τρώτε, να καπνίζετε ή να αθλείστε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη μέτρηση.

Σημείο προσοχής:

Συνιστάται η συσκευή να ελέγχεται κάθε 2 χρόνια από την τεχνική υπηρεσία της Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.-OMRON για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και ακρίβειά της.

Οδηγίες χρήσης:

3.1 Εφαρμογή του περικάρπιου

Μην εφαρμόζετε πάνω από ρούχα.

1. Τοποθετήστε το περικάρπιο πάνω από τον καρπό σας.

Η παλάμη σας πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.



2. Τυλίξτε το περικάρπιο γύρω από τον καρπό σας.

Τυλίξτε το περικάρπιο σφιχτά γύρω από τον καρπό για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις.



Βεβαιωθείτε ότι το περικάρπιο δεν καλύπτει το τμήμα του οστού του καρπού που προεξέχει (ωλένη) στην εξωτερική πλευρά του καρπού.



Σημείωση: Μπορείτε να λάβετε μια μέτρηση είτε από τον αριστερό είτε από το δεξιό σας καρπό.




3.2 Πώς να κάθεστε σωστά

Για να λάβετε μια μέτρηση, πρέπει να είστε χαλαροί και άνετα καθισμένοι, σε άνετη θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε το μπάνιο, την κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης, το κάπνισμα, τη σωματική άσκηση ή την κατανάλωση φαγητού για 30 λεπτά πριν από τη λήψη μιας μέτρησης.

- Καθίστε σε καρέκλα με τα πόδια σας σε επίπεδη θέση ως προς το πάτωμα.
- Καθίστε με την πλάτη σε ορθή και ευθεία θέση.
- Το περικάρπιο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά σας.

- Χαλαρώστε τον καρπό και το χέρι σας. Μη λυγίζετε τον καρπό σας προς τα πίσω, μη σφίγγετε τη γροθιά σας και μη λυγίζετε τον καρπό σας προς τα εμπρός.



HARTMANN TENSOVAL COMFORT CLASSIC

ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ



Περιγραφή:

Εξαιρετικά εύχρηστη συσκευή.
Αποθηκεύει έως και 60 μετρήσεις και μέσους όρους μαζί με τις ημερομηνίες και την ώρα μέτρησης.
Διαθέτει ρυθμιζόμενη περιχειρίδα για περίμετρο βραχίονα 22 έως 42 cm.
Με τσάντα μεταφοράς και μπαταρίες για τουλάχιστον 1000 μετρήσεις.

Οδηγίες χρήσης :

- Σας συνιστούμε κατά τη μέτρηση να βρίσκεστε σε καθιστή θέση στηρίζοντας την πλάτη σας στην καρέκλα. Ακουμπήστε όλο σας το πέλμα στο δάπεδο και φέρτε τα πόδια σας σε παράλληλη θέση. **Τα πόδια σας δεν θα πρέπει να είναι σταυρωμένα.** Ακουμπήστε τον αντιβραχίονα χαλαρά επάνω σε κάποιο στήριγμα, με την παλάμη στραμμένη προς τα επάνω, φροντίζοντας η περιχειρίδα να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Η εμφάνιση όλων των ενδείξεων στην οθόνη καθώς και ενός βέλους που αναβοσβήνει με κατεύθυνση προς τα κάτω, δηλώνουν ότι η συσκευή διενεργεί αυτόματο έλεγχο και είναι έτοιμη για χρήση. Στη συνέχεια, **ξεκινά ταχύτατα η εισαγωγή αέρα έως ότου η πίεση στην περιχειρίδα να φτάσει τα 30 mmHg.** Η εισαγωγή αέρα συνεχίζεται με μικρότερη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Το σύμβολο της καρδιάς αναβοσβήνει μόλις η συσκευή αρχίσει να καταγράφει τον σφυγμό σας. Μόλις ολοκληρωθεί η μέτρηση, σταματά αυτόματα η εισαγωγή αέρα. Ταυτόχρονα μειώνεται και η πίεση στην περιχειρίδα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται η συστολική και η διαστολική πίεση καθώς και οι σφυγμοί. Η ώρα μέτρησης εμφανίζεται αριστερά από την ένδειξη των σφυγμών. Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα τη μέτρηση.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Διαφορετικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο θέλετε να διακόψετε τη μέτρηση, πατήστε απλώς το πλήκτρο ON/OFF. Η διαδικασία εισαγωγής αέρα και μέτρησης διακόπτεται και αρχίζει αυτόματα η διαδικασία μείωσης της πίεσης του αέρα στην περιχειρίδα.

Σημείο προσοχής:

Δεν πιέζει πολύ το χέρι, η περιχειρίδα φουσκώνει σταδιακά.

Τοποθετήστε πρώτα την περιχειρίδα και ενεργοποιήστε στη συνέχεια τη συσκευή καθώς η υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην περιχειρίδα.

FOCAL ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ FC-101



Περιγραφή:

Πιεσόμετρο χειροκίνητο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο Focal Model FC-101.

Είναι ένα πιεσόμετρο αξιόπιστο και ανθεκτικό και κατασκευασμένο υπό αυστηρές προδιαγραφές στην Ιαπωνία.

Οδηγίες χρήσης :

Για να μετρήσετε σωστά την πίεσή σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε την περιχειρίδα (αεροθάλαμο) του πιεσόμετρου στον αριστερό ή στο δεξιό βραχίονα, περίπου στο ύψος της καρδιάς, λίγο πιο πάνω από τον αγκώνα, και το ακουστικό πάνω από την αρτηρία που βρίσκεται στη εσωτερική πλευρά της άρθρωσης του χεριού.

Φουσκώνετε την περιχειρίδα ώπου να εξαφανιστεί ο σφυγμός που ψηλαφάτε στον καρπό, πράγμα που σημαίνει ότι η πίεση μέσα στην περιχειρίδα ξεπερνά την πίεση της αρτηρίας και η κυκλοφορία του αίματος έχει σταματήσει. Αφήνετε κατόπιν τον αέρα να φεύγει σιγά-σιγά.

Το σημείο στο οποίο ακούγεται ο πρώτος ήχος, αντιστοιχεί στη συστολική πίεση. Συνεχίζετε να αφήνετε τον αέρα να διαφεύγει. Το επίπεδο της πίεσης στο οποίο τελικά εξαφανίζονται οι ήχοι αντιστοιχεί στη διαστολική πίεση.

Σημείο προσοχής:

Να ελέγχετε ανα διαστήματα αν η φούσκα του πιεσομέτρου χάνει αέρα διότι τότε δεν θα γίνονται σωστές μετρήσεις.

OMRON M3 INTELLISENSE ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (HEM-7131)



Περιγραφή:

Το M3 Intellisense Πιεσόμετρο Μπράτσου της Omron είναι Η Νο1 επιλογή των ιατρών, με τις πλέον αξιόπιστες μετρήσεις, το καθιστά ως την καλύτερη επιλογή για την οικιακή σας χρήση.

Με 5 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.

- Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
- Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
- Με νέο περιβραχιόνιο Easy (μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 22-42εκ.) κατάλληλο για κανονικά αλλά και για παχιά άτομα
- Με οδηγό στην οθόνη για τη σωστή τοποθέτηση της περιχειρίδας
- Με φωτεινή ένδειξη πορτοκαλί χρώματος εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων
- Με ανίχνευση κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση
- Μπαταρίας και ρεύματος
- Με ελληνικές οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες χρήσης :

Για να μετρήσετε το μέγεθος του μπράτσου σας, χρησιμοποιήστε μία μεζούρα και τοποθετήστε τη στη μέση της απόστασης μεταξύ του αγκώνα και του ώμου σας, γύρω από το μπράτσο σας. Τυλίξτε σε ευθεία γραμμή τη μεζούρα γύρω από το μπράτσο σας. Σημειώστε το αποτέλεσμα της μέτρησης και επιλέξτε το κατάλληλο περιβραχιόνιο.

Σημείο προσοχής:

Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων με ημερομηνία, ώρα και μέσο όρο για 2 διαφορετικούς χρήστες
Με τεχνολογία ένδειξης ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία)

HARTMANN ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ TENSOVAL DUO CONTROL



Περιγραφή:

Πλήρως αυτοματοποιημένο πιεσόμετρο με διπλή τεχνολογία μετρήσεων (τεχνολογία Duo Sensor) που εγγυάται μέγιστη ακρίβεια. Νέα άνετη περιχειρίδα σχεδιασμένη σε συνεργασία με τους χρήστες. Μνήμη για την αποθήκευση των πρωινών και βραδινών μετρήσεων 2 χρηστών για διάστημα 30 ημερών. Με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Με δυνατότητα αναγνώρισης καρδιακών αρρυθμιών. Εύκολο στη χρήση. Σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες ποιοτικού ελέγχου της HARTMANN. Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Οδηγίες χρήσης :

Για μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από τον βραχίονα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με υπέρταση και διάφορες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Η επιλογή του σωστού μεγέθους περιχειρίδας γίνεται βάσει της περιμέτρου του βραχίονα προκειμένου να διασφαλίζεται ορθό αποτέλεσμα κατά τη μέτρηση. Με περιχειρίδα ρυθμιζόμενου πάχους 22-32 cm.

Σημείο προσοχής:

Πλήρως αυτοματοποιημένο πιεσόμετρο με διπλή τεχνολογία μετρήσεων (τεχνολογία Duo Sensor) που εγγυάται μέγιστη ακρίβεια. Νέα άνετη περιχειρίδα σχεδιασμένη σε συνεργασία με τους χρήστες. Μνήμη για την αποθήκευση των πρωινών και βραδινών μετρήσεων 2 χρηστών για διάστημα 30 ημερών. Με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Με δυνατότητα αναγνώρισης καρδιακών αρρυθμιών. Εύκολο στη χρήση. Σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες ποιοτικού ελέγχου της HARTMANN. Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

A&D Medical Πιεσόμετρο Μπράτσου UA-51



Περιγραφή:

Οθόνη 3 ενδείξεων (συστολική-διαστολική-παλμοί)
30 μήνες και μέσος όρος μετρήσεων
Απλή και εύκολη λειτουργία με ένα κουμπί
Προμέτρηση κατά τη συμπίεση (Fuzzy Logic) για επιβεβαίωση ακρίβειας αποτελέσματος και πιο γρήγορες μετρήσεις
Δυνατότητα λειτουργίας και με μετασχηματιστή
Νέα Περιχειρίδα SlimFit με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους, με πλαστικό δακτύλιο για πιο ανώδυνες μετρήσεις
IP21 επίπεδο προστασίας από σταγόνες νερού (αδιάβροχο)
IHB - Δείκτης αρρυθμίας και δυνατότητα μέτρησης υπό συνθήκες αρρυθμίας ή τυχαίας κίνησης του σώματος
ESH - Ανώτατος βαθμός κλινικής αξιολόγησης βάσει του πρωτοκόλλου ESH (European Society of Hypertention)
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών από την ACTA ΕΠΕ

Σημείο προσοχής:

- WHO INDEX Δείκτης στην οθόνη, για εκτίμηση αποτελέσματος από τον ίδιο τον χρήστη .

BEURER ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ BM 49



Περιγραφή:

Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη
Μέσος όρος όλων των αποθηκευμένων τιμών και της πρωινής και βραδινής αρτηριακής πίεσης τις τελευταίες 7 ημέρες
2 x 60 χώροι μνήμης
Δείκτης κινδύνου
Ανίχνευση αρρυθμίας: προειδοποίηση σε περίπτωση πιθανής διαταραχής του καρδιακού ρυθμού
Ιατρικό προϊόν
Για τις περιφέρειες του άνω βραχίονα 22-36 cm
Ωρα και ημερομηνία
Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
Σήμα σε περίπτωση σφάλματος εφαρμογής
Αυτόματη προεπιλογή πίεσης και αποπληθωρισμός
Διαβατήριο αρτηριακής πίεσης
Ένδειξη αλλαγής μπαταρίας
Πρακτική θήκη αποθήκευσης
4 x 1.5V αλκαλικές μπαταρίες AA συμπεριλαμβανόμενες

Σημείο προσοχής:

Με λειτουργία ομιλίας (5 γλώσσες ρυθμιζόμενες):

- (1): D, F, I, NL
- (2): GB, ES, PT, GR
- (3): RO, PL, CZ, HU
- (4): FARSI, AR, GB

Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου αντίστοιχα δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας ομιλίας εντελώς

ΕΚΠΛΥΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ

Πραγματοποιούνται με σύριγγα 20ml και φυσιολογικό ορό.

Σε παιδιά η πλύση πρέπει να γίνεται 5 ml σε κάθε ρουθούνι.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπρέυ με φυσιολογικό ορό ή θαλασσινό νερό.

Η διαδικασία.

Για να γίνουν σωστά οι πλύσεις γεμίζετε τη σύριγγα με τον ορό και αφού απομακρύνετε την βελόνα, εισάγετε το ρύγχος της στην μύτη με το ρύγχος να κατευθύνεται προς το πλάγιο τοίχωμα της μύτης, **σκύβετε στο νιπτήρα** και αδειάζετε τη σύριγγα. Εναλλακτικά μπορείτε να **στρέφεται το κεφάλι προς το πλάι 30 μοίρες**, ώστε το ρουθούνι που γίνεται η πλύση να βρίσκεται προς τα πάνω. **Επιτυχημένη είναι η πλύση εάν νιώθετε τον ορό να κατεβαίνει στο στόμα μας ή να πηγαίνει στο άλλο ρουθούνι**, αλλά στην αρχή λόγω της πιθανής έντονης ρινικής συμφόρησης, δεν θα συμβαίνει αυτό.





Τρόπος χρήσης

100 ml Spray:

- 1 Καθαρίστε καλά τη μύτη πριν τη χρήση του **Sinomarin® Cold & Flu Relief**.
- 2 Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι παραβιάζοντας το αυτοκόλλητο ασφαλείας.
- 3 Τοποθετήστε το ρύγχος στην ειδική εσοχή στην κορυφή του μπουκαλιού.
- 4 Λυγίστε το λαιμό ελαφρά προς τα εμπρός επάνω από μια επιφάνεια συγκέντρωσης νερού (π.χ. νιπτήρας) και γυρίστε το κεφάλι στα δεξιά.
- 5 Τοποθετήστε απαλά το ρύγχος του μπουκαλιού μέσα στο αριστερό ρουθούνι και πιέστε σταθερά.
- 6 Γυρίστε το κεφάλι στην άλλη πλευρά και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στο άλλο ρουθούνι.
- 7 Αφαιρέστε το ρύγχος από τη μύτη και επανέλθετε στην όρθια θέση αφήνοντας για μερικά δευτερόλεπτα το διάλυμα μέσα στη μύτη για να δράσει. Στη συνέχεια φυσήξτε καλά.
- 8 Επαναλάβετε τη διαδικασία, εφόσον χρειαστεί.
- 9 Αφαιρέστε το ρύγχος από το μπουκάλι, ξεπλύνετε το με ζεστό νερό και στεγνώστε το. Επαναλάβετε μετά από κάθε χρήση.

Σημείο προσοχής:

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού- ειδικά στο σημείο 9. Πολλές φορές δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να μένουν κρύσταλλοι αλατιού και να μην γίνεται με ομαλό τρόπο η εκτόξευση από εκεί και πέρα.

SINOMARIN ALLERGY RELIEF



Περιγραφή:

Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν που προσφέρει ανακούφιση από τα ρινικά συμπτώματα που σχετίζονται με την εποχική ή τη χρόνια αλλεργική ρινίτιδα

Απομακρύνει τα αλλεργιογόνα τα οποία δύνανται να οδηγήσουν ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας

Σημείο προσοχής:

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού- ειδικά στο σημείο 9. Πολλές φορές δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να μένουν κρύσταλλοι αλατιού και να μην γίνεται με ομαλό τρόπο η εκτόξευση από εκεί και πέρα.

SINOMARIN



PHYSIOMER® Υπέρτονο

ΥΠΕΡΤΟΝΟ



PHYSIOMER® Υπέρτονο

Το **PHYSIOMER® Υπέρτονο** περιέχει περισσότερο αλάτι από τα ισότονα διαλύματα και καθαρίζει τις ρινικές κοιλότητες με μηχανικό τρόπο μέσω οσμωτικής δράσης. Όταν έρχεται σε επαφή με τα κύτταρα του βλεννογόνου, αυτά συρρικνώνονται και έτσι μειώνεται το οίδημα. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά του κρυολογήματος, της ιγμορίτιδας και της αλλεργικής ρινίτιδας. Η 100% φυσική σύνθεσή του είναι ιδανική για τον καθαρισμό της μύτης και την αποκατάσταση της αναπνοής και δεν προκαλεί εξάρτηση ούτε μεταβάλλει το ρινικό βλεννογόνο.

Το PHYSIOMER® Υπέρτονο μπορεί να χρησιμοποιείται για:

- + Τη μείωση του οιδήματος μέσω οσμωτικής δράσης
- + Τον καθαρισμό της μύτης
- + Την απομάκρυνση των μολυσματικών παραγόντων και των αλλεργιογόνων
- + Τη μείωση των φαινομένων εξάρτησης από τα κορτικοστεροειδή και τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με αποσυμφορητική δράση

Για ποιον ενδείκνυται;

Παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω / Ενήλικες

Ποιες είναι οι ενδείξεις του;

Ρινική συμφόρηση

Κρυολόγημα

Ρινοφαρυγγίτιδα

Αλλεργική Ρινίτιδα

Ιγμορίτιδα



ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ PHYSIOMER®

- + **Μία άριστη εναλλακτική λύση έναντι των φαρμακευτικών σκευασμάτων με αποσυμφορητική δράση, γεγονός το οποίο προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ανεκτικότητα:** pH που δεν ξηραίνει, δεν καταστρέφει και δεν μεταβάλλει το βλεννογόνο.
- + **Ένα διάλυμα κατάλληλο για παρατεταμένη χρήση:** το PHYSIOMER® Υπέρτονο μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια για διάστημα έως 3 μηνών.
- + **Είναι ιδανικό για ευαίσθητες μύτες:** Το **PHYSIOMER® Υπέρτονο** είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών, έγκυες γυναίκες και γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας, καθώς και άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, καρδιακά νοσήματα ή παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος.

Σημείο προσοχής:

Προσοχή στον τρόπο χρήσης στα spray εκτόξευσης θαλασσινού νερού. Πολλές φορές δεν ακολουθείται με αποτέλεσμα να μένουν κρύσταλλοι αλατιού και να μην γίνεται με ομαλό τρόπο η εκτόξευση από εκεί και πέρα. Πρέπει να είστε ξαπλωμένοι.

PHYSIOMER® BABY ΙΣΟΤΟΝΟ

BABY ΙΣΟΤΟΝΟ



PHYSIOMER® BABY ΙΣΟΤΟΝΟ

Γιατί το **PHYSIOMER® Baby Ισότονο** είναι ο καλύτερος φίλος των νέων μητέρων; Γιατί είναι κατάλληλο για την ευαίσθητη μπουλίνα του βρέφους, από τη στιγμή της γέννησής του. Το **PHYSIOMER® Baby Ισότονο** καθαρίζει, ενυδατώνει και ελευθερώνει τις ρινικές κοιλότητες. Είναι επίσης ιδανικό για μικρά παιδιά ηλικίας έως 2 ετών.

Το **PHYSIOMER® Baby Ισότονο** μπορεί να χρησιμοποιείται για:

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

- + Τη βελτίωση της αναπνοής: +45%
- + Την πρόληψη των ΩΡΛ επιπλοκών (ωτίτιδα, βρογχιολίτιδα)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

- + Τη μείωση της επίπτωσης των κρυολογημάτων κατά το ήμισυ
- + Την απομάκρυνση της σκόνης, των αλλεργιογόνων, των ρύπων και των παθογόνων (ιοί, βακτήρια)
- + Τη διευκόλυνση του φυσημάτος της μύτης, καθιστώντας το ως μία πιο φυσική και ευχάριστη διαδικασία

Για ποιον ενδείκνυται;

Βρέφη (από τη γέννηση)

Ποιες είναι οι ενδείξεις του;

Ρινική συμφόρηση

Ρινική καταρροή

Κρυολόγημα

Ρινοφαρυγγίτιδα

Καθημερινή υγιεινή



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ

Ο καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός στα βρέφη, τα οποία σχεδόν αποκλειστικά αναπνέουν από τη μύτη. Ο καθημερινός λοιπόν καθαρισμός συστήνεται προκειμένου να μπορούν να αναπνέουν καλύτερα. Επιπλέον, συνιστά ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο πρόληψης. Είναι γεγονός ότι όλοι οι άνω αεραγωγοί αλληλοσυνδέονται και αυτός είναι ο λόγος που ένα απόλυτα κοινό κρυολόγημα ή ξέσπασμα ρινοφαρυγγίτιδας μπορεί να επηρεάσει τα αυτιά (ωτίτιδα) ή τους πνεύμονες (βρογχίτιδα ή βρογχολίτιδα).

Ρινική καταρροή ή συμφόρηση που οφείλεται σε κρυολόγημα ή ρινοφαρυγγίτιδα

Χρησιμοποιείτε 4 έως 6 φορές ημερησίως για τον καθαρισμό των ρινικών κοιλοτήτων και την αποκατάσταση της αναπνοής σε περίπτωση κρυολογήματος, ρινοφαρυγγίτιδας, βρογχολίτιδας και άλλων μορφών ρινίτιδας.

Εάν το μωρό σας έχει ρινική συμφόρηση, μη διστάσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ωριαία βάση, από τη στιγμή που θα εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια της συμφόρησης (αίσθημα μυρμηγκιάσματος).

Προληπτική καθημερινή υγιεινή

Χρησιμοποιείτε μία ή δύο φορές ημερησίως προκειμένου να διευκολύνεται το φύσημα της μύτης και να προλαμβάνονται τυχόν ΩΡΛ επιπλοκές (ωτίτιδα, λοιμώξεις άλλων οργάνων του αναπνευστικού, όπως ο φάρυγγας και οι βρόγχοι).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το Physiomer®, αυτό που είναι καλό για το μωρό σας είναι επίσης καλό και για εσάς! Οι ευεργετικές ιδιότητες του PHYSIOMER® Baby Ισότονο είναι ωφέλιμες τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- + 100% φυσικό θαλασσινό νερό
- + Χωρίς συντηρητικά ή χημικά πρόσθετα
- + Αποστειρωμένο
- + Φυσιολογικό pH ειδικά προσαρμοσμένο για το ρινικό βλεννογόνο
- + Ισότονο*

**με συγκέντρωση ισοδύναμη προς 9g/l ολικών αλάτων, δηλ. ίδια με αυτή του ανθρώπινου οργανισμού.*



ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ PHYSIOMER®

- + **Εργονομικό ακροφύσιο:** το **PHYSIOMER® Baby Ισότονο** διαθέτει ένα μαλακό ακροφύσιο που φέρει δακτύλιο ασφαλείας, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και συνεπώς η διαδικασία του ρινικού καθαρισμού γίνεται πιο ήπια και φιλική προς τα παιδιά!
- + **Σύνθεση από 100% θαλασσινό νερό:** η αποκλειστική διαδικασία παρασκευής διασφαλίζει ότι το PHYSIOMER® διατηρεί όλα τα οφέλη του θαλασσινού νερού του Saint-Malo, καθώς και το υψηλό περιεχόμενό του σε ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία. Το διάλυμα PHYSIOMER® καταπραΰνει τον ερεθισμένο ρινικό βλεννογόνο και διαθέτει καλύτερες ιδιότητες επούλωσης από τα διαλύματα φυσιολογικού ορού.
- + **Έχει αποδειχθεί** αποτελεσματικό στην ανακούφιση από όλα τα ρινικά συμπτώματα που σχετίζονται με κρυολόγημα και ρινοφαρυγγίτιδα.



FORT ΙΣΟΤΟΝΟ



PHYSIOMER® FORT Ισότονο

Το **PHYSIOMER® Fort Ισότονο** καθαρίζει, ενυδατώνει και ελευθερώνει τις ρινικές κοιλότητες. Η ένταση ψεκασμού του **PHYSIOMER® Fort Ισότονο** είναι ακόμα πιο ισχυρή από αυτή του **PHYSIOMER® Fort Ισότονο**, και απομακρύνει τις κολλώδεις, παχύρρευστες εκκρίσεις και εφελκίδες.

Το **PHYSIOMER® Fort Ισότονο** μπορεί να χρησιμοποιείται για:

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

- + Τη βελτίωση της αναπνοής: +45%
- + Τη μείωση των ρινικών συμπτωμάτων
- + Τη βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας
- + Τη μείωση των φαινομένων εξάρτησης από φαρμακευτικά σκευάσματα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- + Τη σημαντική μείωση των ρινικών συμπτωμάτων
- + Την επιτάχυνση της επούλωσης
- + Την πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών

Για ποιον ενδείκνυται;

Ενήλικες / Παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω

Ποιες είναι οι ενδείξεις του;

Ρινική καταρροή με παχύρρευστες εκκρίσεις

Κρυολόγημα

Ιγμορίτιδα

Μετεγχειρητική φροντίδα



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ

Το **PHYSIOMER® Fort Ισότονο** παρέχει ανακούφιση στους ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναπνοή εξαιτίας χρόνιων ή λοιμωδών ρινοκολπικών παθήσεων.

Για εφελκίδες ή παχύρρευστες, κολλώδεις και πυώδεις εκκρίσεις

Χρησιμοποιείτε 4 έως 6 φορές ημερησίως για τον καθαρισμό των ρινικών κοιλοτήτων και την αποκατάσταση της φυσιολογικής αναπνοής σε περίπτωση κρυολογήματος, ρινοφαρυγγίτιδας, γρίπης και άλλων μορφών ρινίτιδας.

Μετά από ενδοσκοπική χειρουργική ρινός ή παραρρινίων κόλπων

Χρησιμοποιείται 4 έως 6 φορές ημερησίως.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- + 100% φυσικό θαλασσινό νερό
- + Χωρίς συντηρητικά ή χημικά πρόσθετα
- + Αποστειρωμένο
- + Φυσιολογικό pH ειδικά προσαρμοσμένο για το ρινικό βλεννογόνο
- + Ισότονο*

**με συγκέντρωση ισοδύναμη προς 9g/l ολικών αλάτων, δηλ. ίδια με αυτή του ανθρώπινου οργανισμού.*



ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ PHYSIOMER

- + **Σύνθεση από 100% θαλασσινό νερό:** η αποκλειστική διαδικασία παρασκευής διασφαλίζει ότι το PHYSIOMER® διατηρεί όλα τα οφέλη του θαλασσινού νερού του Saint-Malo, καθώς και το υψηλό περιεχόμενό του σε ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία. Το διάλυμα PHYSIOMER® καταπραΰνει τον ερεθισμένο ρινικό βλεννογόνο και διαθέτει καλύτερες ιδιότητες επούλωσης από τα διαλύματα φυσιολογικού ορού.
- + **Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό** κατά όλων των ρινοκολπικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με κρυολογήματα, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της μετεγχειρητικής φροντίδας μετά από ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση της ρινός.
- + **Ισχυρή ένταση ψεκασμού:** ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό της μύτης από την παχύρρευστη (ή πυώδη) βλέννη, τις εφελκίδες και τα ανεπιθύμητα σωματίδια.

Το PHYSIOMER® παρέχει **επιλογή μεταξύ 2 εντάσεων ψεκασμού** αναλόγως του είδους και της ποσότητας των ρινικών εκκρίσεων:

- + PHYSIOMER® Fort Ισότονο για παχύρρευστες, πυώδεις εκκρίσεις και εφελκίδες (για ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών).
- + PHYSIOMER® Normal Ισότονο για άφθονες, υδαρείς εκκρίσεις (για ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών)

PHYSIOMER EXPRESS



Express αποσυμφόρηση με φυσικό τρόπο!

Το ρινικό αποσυμφορητικό σπρέι Physiomer Express είναι μια αποτελεσματική φυσική εναλλακτική λύση αντί των παραδοσιακών αποσυμφορητικών, προσφέροντας ανακούφιση σε μόλις 2 λεπτά¹ και αποκαθιστώντας την αναπνοή, με φυσικό τρόπο, χωρίς να προκαλεί εξάρτηση³.

Η μοναδική του σύνθεση με 100% Υπέρτονο² θαλασσινό νερό και αιθέρια έλαια, είναι κλινικά αποδεδειγμένη¹ ότι αποσυμφορεί τη βουλωμένη μύτη μέσα σε 2 λεπτά. Η δράση του θαλασσινού νερού ενισχύεται από τα αιθέρια έλαια Ευκαλύπτου και Νιαούλι, καθώς βοηθούν στον καθαρισμό των ρινικών οδών, από ιούς και βακτήρια, εμποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της μόλυνσης. Το εκχύλισμα Άγριας Μέντας προσφέρει άμεση αίσθηση αναζωογόνησης.

Το PHYSIOMER EXPRESS μπορεί να χρησιμοποιείται για:

- + Ανακούφιση από την ρινική συμφόρηση σε μόλις 2 λεπτά
- + Τον καθαρισμό των ρινικών οδών από ιούς και βακτήρια⁴
- + Την αποκατάσταση της αναπνοής

Για ποιον ενδείκνυται;

Παιδιά άνω των 6 ετών / Ενήλικες

Ποιες είναι οι ενδείξεις του;

Ρινική συμφόρηση που οφείλεται σε κρυολόγημα ή ρινοκολπίτιδα

Ποιος είναι ο τρόπος χρήσης του;

[> Voir la vidéo d'utilisation](#)



ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ PHYSIOMER®

- + **Ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση σε μόλις 2 λεπτά:** αποτελεί αποτελεσματική φυσική εναλλακτική λύση αντί των παραδοσιακών αποσυμφορητικών
- + **Βοηθά στον καθαρισμό των ρινικών οδών:** απομακρύνοντας μηχανικά τους ιούς και τα βακτήρια και εμποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της μόλυνσης
- + **Άμεση αίσθηση αναζωογόνησης και αποκατάσταση της αναπνοής**
- + **Φυσική σύσταση** με 100% Υπέρτονο² θαλασσινό νερό και αιθέρια έλαια Ευκάλυπτου, Νιαούλι και εκχύλισμα Άγριας Μέντας. Συνδυάζει τις εξαιρετικές αποσυμφορητικές ιδιότητες του υπέρτονου θαλασσινού νερού με την καθαριστική και αναζωογονητική δράση των Ευκάλυπτου, Νιαούλι και Άγριας Μέντας
- + Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα¹
- + Το Physiomer Express **δε ξηραίνει, ούτε βλάπτει το ρινικό βλεννογόνο και δεν προκαλεί εξάρτηση**³
- + Χωρίς χημικά πρόσθετα ή τεχνητά συντηρητικά



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ

Το Physiomer Express ανακουφίζει από τη ρινική συμφόρηση σε μόλις 2 λεπτά και συμβάλλει στο να αποφευχθεί η εξάπλωση της μόλυνσης. Προσφέρει ένα ευχάριστο αίσθημα φρεσκάδας και αφήνει τη μύτη σας καθαρή και ελεύθερη.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε έγκυος, εάν θηλάζετε ή είστε αλλεργικός σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

Δεν ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Ρινική συμφόρηση που οφείλεται σε κρυολόγημα

Χρησιμοποιείτε το προϊόν έως 6 φορές ημερησίως για ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Ψεκάστε σε κάθε ρουθούνι για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιείστε το σε διάστημα 6 μηνών από το άνοιγμα.

- + Το Physiomer Express **δε ξηραίνει, ούτε βλάπτει το ρινικό βλεννογόνο και δεν προκαλεί εξάρτηση**³

NEO



ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- + 100% φυσικό Υπέρτονο² Θαλασσινό νερό
- + Αιθέρια έλαια Ευκαλύπτου
- + Αιθέρια έλαια Νιαούλι
- + Φυσικό εκχύλισμα Άγριας Μέντας
- + Χωρίς χημικά πρόσθετα ή τεχνητά συντηρητικά
- + Φυσιολογικό pH ειδικά προσαρμοσμένο για το ρινικό βλεννογόνο

Η μηχανική έκπλυση της μύτης για την απομάκρυνση εκκρίσεων, αλλεργιογόνων , μικροβίων και ερεθιστικών παραγόντων και για την ενυδάτωση του ρινικού βλεννογόνου, μπορεί να βιώνεται ως δυσάρεστη εμπειρία, ειδικά από ασθενείς με αυξημένα αντανακλαστικά, ή από μόνη της να μην υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα σε κάποιες παθήσεις, αλλά **τα πλεονεκτήματά της είναι αδιαμφισβήτητα σε συνδυασμό με άλλες τοπικές θεραπείες.**

SELVA

Selva Monodose

Στείρες ρινικές σταγόνες με χαμομήλι & πανθενόλη

Το Selva Monodose είναι στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,65% σε μονοδοσιμετρικές αμπούλες μίας χρήσης για τον καθαρισμό και την αποσυμφόρηση της βρεφικής και παιδικής μύτης. Το διάλυμα του Selva είναι **ισότονο με την ρινικές εκκρίσεις** για την αποτελεσματική ρευστοποίηση και απομάκρυνση της συσσωρευμένης ρινικής βλέννης χωρίς να αφυδατώνει τον ρινικό βλεννογόνο ενώ με το χαμομήλι και την πανθενόλη που περιέχει, ανακουφίζει & προστατεύει από ερεθισμούς και φλεγμονές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Καθαρισμός & αποσυμφόρηση της βρεφικής & παιδικής μύτης

Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,65%, χαμομήλι & πανθενόλη.

BT x 15 αμπούλες (5ml) μίας χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης

Χρησιμοποιείτε το Selva Monodose όσο συχνά υπάρχει ανάγκη καθαρισμού και αποσυμφόρησης της μύτης



SINUS RINSE



Περιγραφή:

Το NeilMed® SINUS RINSE™ είναι ένα εύκολο σύστημα με φιάλη συμπίεσης που σας επιτρέπει να παραδώσετε το αλατούχο διάλυμα με πίεση για να καθαρίσετε καλά τις ρινικές διόδους, διατηρώντας ταυτόχρονα το κεφάλι σας σε όρθια θέση. Έχετε πλήρη έλεγχο της πίεσης και του όγκου της λύσης, εξασφαλίζοντας μια απαλή, καταπραϋντική και θεραπευτική εμπειρία. Η καθημερινή έκπλυση είναι ασφαλής και θα κρατήσει τα ρινικά σας περάσματα καθαρά, υγιή και ανοιχτά.

Οδηγίες χρήσης :

Βήμα 1 Πλύνετε τα χέρια σας. Γεμίστε την καθαρή φιάλη με τον καθορισμένο όγκο είτε αποσταγμένου, μικρο-φιλτραρισμένου (μέσω φίλτρου 0,2 micron), εμπορικώς εμφιαλωμένου ή προηγούμενως βρασμένο και ψυγμένο νερό. Πάντα να ξεπλένετε τις ρινικές διόδους με πακέτα NeilMed® Sinus Rinse™ μόνο. Τα πακέτα μας περιέχουν ένα μείγμα χλωριούχου νατρίου ποιότητας USP και διττανθρακικού νατρίου. Αυτά τα συστατικά είναι από την καθαρότερη διαθέσιμη ποιότητα για να κάνουν το μίγμα ξηρής σκόνης. Το ξέπλυμα των ρινικών σας διαδρομών με μόνο καθαρό νερό χωρίς το μείγμα μας θα έχει ως αποτέλεσμα μια σοβαρή αίσθηση καψίματος καθώς το καθαρό νερό δεν είναι φυσιολογικό για τη ρινική σας επένδυση, ακόμα κι αν είναι κατάλληλο για πόση. Επιπλέον, για την ασφάλειά σας, μην χρησιμοποιείτε νερό βρύσης ή βρύσης για τη διάλυση του μίγματος, εκτός εάν έχει προηγούμενως βράσει για πέντε λεπτά ή περισσότερο καθώς το βράσιμο αποστειρώνει το νερό. Άλλες επιλογές αποστάζονται, μικρο-φιλτραρισμένες (μέσω 0.2 μικρών), εμπορικώς εμφιαλωμένες ή, όπως αναφέρθηκε προηγούμενως, προηγούμενως βρασμένο νερό σε χλιαρή θερμοκρασία σώματος. Μπορείτε να αποθηκεύετε βρασμένο νερό σε καθαρό δοχείο για επτά ημέρες ή περισσότερο, εάν έχετε ψύξη. Μην χρησιμοποιείτε μη χλωριωμένο ή μη-υπερδιηθημένο (0.2 micron) φιλτραρισμένο πηγάδι νερού, εκτός αν βράζει και στη συνέχεια ψύχεται σε χλιαρό ή σε θερμοκρασία σώματος.

* Μπορείτε να θερμάνετε το νερό σε ένα φούρνο μικροκυμάτων σε βήματα των 5 έως 10 δευτερολέπτων για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του νερού, να καταστρέψετε τη συσκευή ή να ζεστάνετε τη ρινική δίοδο.

Βήμα 2 Κόψτε το πακέτο του μίγματος Sinus Rinse™ στη γωνία και ρίξτε τα περιεχόμενά του μέσα στη φιάλη. Σφίξτε καλά το καπάκι και το σωλήνα στη φιάλη. Τοποθετήστε ένα δάκτυλο πάνω από το άκρο του καπακιού και ανακινήστε απαλά τη φιάλη για να διαλύσετε το μείγμα.

Βήμα 3 Μπροστά από ένα νεροχύτη, σκύψτε προς τα εμπρός στο επίπεδο άνεσής σας και γυρίστε το κεφάλι σας προς τα κάτω. Κρατώντας το στόμα ανοιχτό, χωρίς να κρατάτε την αναπνοή σας, τοποθετήστε το καπάκι σφιχτά στο ρινικό πέρασμα. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μέχρι να ξεκινήσει η λύση από το ρινικό πέρασμα του OPPOSITE. Κάποιοι μπορεί να στραγγίσουν από το στόμα σας. Για σωστό ξεβγάλισμα, συνεχίστε να πιέζετε τη φιάλη GENTLY μέχρι να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1/4 έως 1/2 (60 mL έως 120 mL ή 2 έως 4 fl oz) της φιάλης. Μην καταπιείτε το διάλυμα.

Βήμα 4 Βάλτε τη μύτη σας πολύ απαλά, χωρίς να πιέζετε εντελώς τη μύτη για να αποφύγετε την πίεση στα κουδούνια. Εάν είναι ανεκτή, εισπνέετε απαλά οποιοδήποτε υπόλοιπο διάλυμα παραμένει στη ρινική δίοδο μία ή δύο φορές, επειδή αυτό μπορεί να καθαρίσει την οπίσθια ρινοφαρυγγική περιοχή, η οποία είναι η περιοχή στο πίσω μέρος της ρινικής διαδρομής. Μερικές φορές, κάποια λύση θα φτάσει στο πίσω μέρος του λαιμού σας, οπότε παρακαλώ να το φτύσει. Για να βοηθήσετε στην αποστράγγιση οποιασδήποτε υπολειμματικής λύσης, χτύπησε απαλά τη μύτη ενώ στρέψατε το κεφάλι σας προς τα εμπρός και προς την αντίθετη πλευρά του ρινικού περάσματος που μόλις ξέσπασε.

Βήμα 5 Τώρα επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για το άλλο ρινικό σας πέρασμα. Οι περισσότεροι χρήστες διαπιστώνουν ότι το ξέπλυμα δύο φορές την ημέρα είναι ευεργετικό, παρόμοιο με το βούρτσισμα των δοντιών σας. Πολλοί γιατροί συνιστούν το ξέπλυμα 3-4 φορές την ημέρα ή για ειδικές περιστάσεις, ακόμα και ξεπλύματα μέχρι 6 φορές την ημέρα είναι ασφαλή. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας.

Βήμα 6 Καθαρίστε τη φιάλη και το καπάκι. Στεγνώστε το φιαλίδιο, το καπάκι και το σωλήνα Sinus Rinse™ στον αέρα σε μια καθαρή πετσέτα χαρτιού, μια πετσέτα χωρίς χνούδι ή χρησιμοποιήστε το NeilMed® NasaDOCK® ή το NasaDOCK plus™ (πωλείται ξεχωριστά) για να αποθηκεύσετε τη φιάλη, το καπάκι και το σωλήνα.

Σημείο προσοχής:

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε αυτές τις συσκευές καθαρές και απαλλαγμένες από οποιαδήποτε μόλυνση. Επανατοποθετήστε τη φιάλη κάθε 3 μήνες.

NeilMed® SINUS RINSE™ Μπουκάλι συμπίεσης: - Παρακαλούμε να διενεργείτε συνήθεις επιθεωρήσεις της φιάλης και του σωλήνα για τυχόν αποχρωματισμούς και ρωγμές. Εάν υπάρχουν ορατά σημεία φθοράς ή μόνιμων αλλαγών χρώματος, καθαρίστε προσεκτικά. Εάν οι αποχρωματισμοί παραμείνουν μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε τα αντικείμενα και αγοράστε τα νέα. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε όλα αυτά τα βήματα μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.

Βήμα 1: Ξεπλύνετε το καπάκι, το σωλήνα και τη φιάλη χρησιμοποιώντας τρεχούμενο νερό.

Βήμα 2: Προσθέστε μερικές σταγόνες υγρού πλυσίματος πιάτων ή σαμπουάν μωρών.

Βήμα 3: Τοποθετήστε το καπάκι και το σωλήνα στη φιάλη. κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω από το άνοιγμα στο καπάκι και ανακινήστε δυνατά τη φιάλη.

Βήμα 4: Σφίξτε σκληρά τη φιάλη για να επιτρέψετε στο σαπωνωμένο διάλυμα να καθαρίσει το εσωτερικό του σωλήνα και το πώμα. Αδειάστε πλήρως τη φιάλη.

Βήμα 5: Ξεπλύνετε καλά το σαπούνι από το μπουκάλι, το καπάκι και το σωλήνα και τοποθετήστε τα αντικείμενα σε καθαρή πετσέτα για να στεγνώσετε.

OTOSAN NASAL WASH



Περιγραφή:

Το Otosan Nasal Wash είναι ένα σύστημα ρινικών πλύσεων για την πλήρη υγιεινή και ανακούφιση από τις αλλεργίες, τα κρυολογήματα και την ιγμορίτιδα.

Περιέχει:

- ΜΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟ NaCl
- ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (προάγει τη βλεννοκροσσωτή μεταφορά)
- ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ που έχει μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες

Οδηγίες χρήσης :

Συσκευασία περιέχει 1 πρακτικό φιαλίδιο για την καθημερινή ρινική πλύση & 30 φακελάκια αλατούχου διαλύματος εμπλουτισμένα με όξινο ανθρακικό νάτριο και υαλουρονικό οξύ με μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες

Σημείο προσοχής:

Είναι κατάλληλο για πολλές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος που οφείλονται σε:

- Παθογόνους μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια
- Ρινικούς πολύποδες
- Υπερτροφική ρινίτιδα κατά την εγκυμοσύνη
- Μετεγχειρητικά (σκολίωση διαφράγματος, υπερτροφικές κόγχες, ρινοπλαστικές και ρινικά κατάγματα)
- Περιβαλλοντικούς παράγοντες (αλλεργίες, μόλυνση, κάπνισμα, αλλαγές σε θερμοκρασία και υγρασία)
- Προληπτικά για αποφυγή πιθανών μολύνσεων

ΡΙΝΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

RINOPANTEINA

Η **Rinopanteina**, σε Ρινική Αλοιφή και Σταγόνες, προστατεύει και ενυδατώνει τον ρινικό βλεννογόνο που συνεχώς εκτίθεται σε καταχρήσεις αποσυμφορητικών spray, θεραπείες με ισότονα/ υπέρτονα spray, χρήση συσκευής CPAP, ξηρότητα περιβάλλοντος, ρινίτιδες (αλλεργική, ξηρά και φαρμακευτική), χειρουργικές επεμβάσεις κ.α.



Η μοναδική σύνθεση της Rinopanteina με D-Panthenol, Βιταμίνη Α και Έλαια Παραφίνης:

- Λιπαίνει και διατηρεί την ενυδάτωση του ρινικού βλεννογόνου
- Προάγει τη σωστή λειτουργία του βλεννογόνου
- Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ρινίτιδας
- Συμβάλλει στον περιορισμό της ρινορραγίας

Δοσολογία:


Ρινική Αλοιφή: Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στο εσωτερικό κάθε ρουθουνιού, 1-3 φορές την ημέρα, κάνοντας απαλό μασάζ ώστε να απλωθεί η αλοιφή παντού.

Ρινικές Σταγόνες: Ενστάλαξη 2-3 σταγόνων σε κάθε ρουθούνι, 4-5 φορές ημερησίως.



Μηχανική δράση στο γαστρεντερικό

TASECTAN



Περιγραφή:

Το Tasectan σχεδιάστηκε ειδικά για να ελέγχει και να μειώνει τα συμπτώματα της διάρροιας, όπως κοιλιακό πόνο και συχνές κενώσεις. Το Tasectan χάρη στον τριπλό μηχανισμό δράσης του.

Οδηγίες χρήσης :

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τα τοιχώματα του εντέρου. Δεν διαλύεται στο στομάχι και **σχηματίζει έναν προστατευτικό μανδύα στον εντερικό βλεννογόνο, που φλεγμαίνει.**

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ την επαφή ερεθιστικών παραγόντων με τα εντερικά τοιχώματα και προλαμβάνει την προσκόλληση παθογόνων μικροοργανισμών σε αυτά (E.Coli & Salmonella).

ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ τους ερεθιστικούς παράγοντες και τους παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς προωθεί την απομάκρυνσή τους μέσω των κοπράνων.

Σημείο προσοχής:

Το Tasectan μειώνει την συχνότητα και την διάρκεια των επεισοδίων της διάρροιας και αποκαθιστά την φυσιολογική λειτουργία των τοιχωμάτων του εντέρου. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες ή αντενδείξεις, που σχετίζονται με την χρήση του σκευάσματος.



Το Dimexanol™ αντιμετωπίζει την οξεία διάρροια και ταυτόχρονα ενισχύει την ενυδάτωση.

Το Dimexanol™ έχει διπλή δράση: θεραπεύει την οξεία διάρροια και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επανενυδάτωση του οργανισμού λόγω απώλειας νερού και αλάτων. Περιέχει Morilyte™, στο οποίο συνδυάζονται για πρώτη φορά ένας, κλινικά αποδεδειγμένος για την αποτελεσματικότητά του, βρώσιμος φυσικός άργιλος (Διοσμεκτίτης) με από του στόματος χορηγούμενα άλατα ενυδάτωσης, για την καταπολέμηση της αφυδάτωσης

Σειρά: Benegast



www.benegast.com



www.myeupepsia.gr



www.facebook.com/Myeupepsia.gr

Πλεονεκτήματα	Συστατικά	Τρόπος Χρήσης
- Σταματά αποτελεσματικά τη λοίμωξη. - Παρέχει τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες. - Με φυσικό ενεργό συστατικό - Το Morilyte™ σχηματίζει έναν προστατευτικό φραγμό στα εσωτερικά τοιχώματα του εντέρου, ο οποίος: - Παγιδεύει τα παθογόνα μικρόβια και τις τοξίνες τους, εμποδίζοντας την εξάπλωση της λοίμωξης. - Απελευθερώνει ηλεκτρολύτες, βοηθώντας την ενυδάτωση και επιτρέποντας την γρήγορη ανάρρωση.		

Πλεονεκτήματα

Συστατικά

Τρόπος Χρήσης

Διαλύετε τα αναβράζοντα δισκία σε μισό ποτήρι νερό (125ml) για λήψη από το στόμα. Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 1 δισκίο, 3 φορές την ημέρα. Παιδιά ηλικίας από 5 ετών και άνω: 1 δισκίο, 2-3 φορές την ημέρα. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών: απαιτείται ιατρική συμβουλή.



Το Reduflux™ είναι το νέας γενιάς αλγινικό προϊόν για την καούρα & τη δυσπεψία: για άμεση δράση και ανακούφιση που διαρκεί.

Περιέχει το συστατικό Phycodol™, μια ένωση άλατος αλγινικού οξέος, η οποία παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας εκχύλισμα φαιοφυκών. Το Phycodol™ αλληλεπιδρά με τα γαστρικά υγρά του στομάχου σχηματίζοντας ένα ανώτερο προστατευτικό φραγμό για άμεση καταστολή της παλινδρόμησης των οξέων και για μακράς διάρκειας ανακούφιση

Σειρά: Benegast

 www.benegast.com

 www.myeupepsia.gr

 www.facebook.com/Myeupepsia.gr

Πλεονεκτήματα

Συστατικά

Τρόπος Χρήσης

Το Reduflux™ ενδείκνυται για ενήλικες και παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω. Το Reduflux™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα: Φακελίσκοι με υγρό περιεχόμενο: 1-2 φακελίσκοι μετά το γεύμα ή πριν την κατάκλιση. Μέγιστη δόση 8 φακελίσκοι την ημέρα. Μασώμενα δισκία: 2-4 δισκία μετά το γεύμα ή πριν την κατάκλιση. Μέγιστη δόση 16 δισκία την ημέρα.

Πλεονεκτήματα

Συστατικά

Τρόπος Χρήσης

- Άμεση δράση και ανακούφιση μακράς διάρκειας.
- 100% Φυσικό ενεργό συστατικό
- Χωρίς ζάχαρη
- Δροσερό άρωμα μέντας
- Το Reduflux™ έχει άμεση δράση και προσφέρει μακράς διάρκειας προστασία που διαρκεί έως και 4 ώρες



Επαναφέρει την ομαλή λειτουργία του εντέρου σε 7 ημέρες, φυσικά

Το Regulamine™ περιέχει Chiasyll™. Το Chiasyll™ απορροφά νερό και διογκώνεται, σχηματίζοντας έτσι μια παχύρρευστη γέλη

Σειρά: Benegast

 www.benegast.com

 www.myeupepsia.gr

 www.facebook.com/Myeupepsia.gr

Πλεονεκτήματα	Συστατικά	Τρόπος Χρήσης
-Αντιμετωπίζει τη μέτρια δυσκοιλιότητα και προωθεί την τακτικότητα -100% φυτικές ίνες -Διαλυτές + αδιάλυτες φυτικές ίνες -Χωρίς ζάχαρη		

Πλεονεκτήματα	Συστατικά	Τρόπος Χρήσης
Διαλύστε το περιεχόμενο 1 φακελίσκου σε μορφή στικ σε ένα ποτήρι γεμάτο με νερό. Ανακατέψτε καλά και πιείτε το αμέσως. Για τακτικότητα, λάβετε ένα φακελίσκο σε μορφή στικ την ημέρα, ιδανικά στη διάρκεια του πρωινού. Σε περίπτωση μέτριας δυσκοιλιότητας, η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε δύο φακελίσκους σε μορφή στικ την ημέρα.		



Το Redugas™ έχει μοναδική διπλή δράση αφού ανακουφίζει άμεσα από το φούσκωμα ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνει την επανασυσσώρευση αερίων

Περιέχει Lycosyl™ το οποίο συνδυάζει την αποτελεσματικότητα της σιμεθικόνης με την ευεργετική δράση των πρεβιοτικών (Ινουλίνη). Έτσι, ανακουφίζει γρήγορα από το φούσκωμα ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας, προλαμβάνοντας την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων

Σειρά: Benegast



www.benegast.com



www.myeupepsia.gr



www.facebook.com/Myeupepsia.gr

Πλεονεκτήματα	Συστατικά	Τρόπος Χρήσης
-Άμεση ανακούφιση από το φούσκωμα -Εμποδίζει τη συσσώρευση νέων αερίων -Φυσικό ενεργό συστατικό -Δροσερή γεύση μέντας		

Πλεονεκτήματα


Συστατικά

Τρόπος Χρήσης

Για ενήλικες 18 ετών και άνω, όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα: 1 δισκίο μετά τα γεύματα ή κατά την κατάκλιση. Τα δισκία πρέπει να μασώνται πλήρως πριν την κατάποση. Μέγιστη δόση: 4 δισκία την ημέρα

ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΒΛΕΝΟΓΓΟΝΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

VitA - POS



Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες
Βελτιώνει τη δακρυϊκή μεμβράνη
Απλώνεται πολύ καλά στην επιφάνεια του οφθαλμού.
Απαλύνεται η αίσθηση φλόγωσης
Απαλύνεται η ξηρότητα
Απαλύνεται η κούρασης των οφθαλμών

Οδηγίες χρήσης :

- Η λιπαρή συνεκτικότητα της αλοιφής προκαλεί μια ελαφριά εξασθένηση στην όραση. Συστήνεται να εφαρμόζεται το βράδυ πριν τον ύπνο.
- 30 λεπτά μετά την εφαρμογή άλλου οφθαλμικού φαρμάκου.

Σημείο προσοχής:

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου
Για τη βελτίωση της δακρυϊκής μεμβράνης και την προστασία της επιφάνειας του οφθαλμού.
Τα βλέφαρα γλιστρούν εύκολα επάνω στον επιπεφυκότα και τον κερατοειδή
Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας
Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν φοράτε φακούς επαφής

HYLO-GEL



Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες

Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

Ενυδατώνει την επιφάνεια του ματιού

-Σε ξηροφθαλμίες

-Σε αίσθηση ξένου σώματος

-Σε κάψωμα των ματιών.

Δεν επιτρέπει το σχηματισμό κρούστας ή εναποθέσεων
Medical Device

Οδηγίες χρήσης :

Εφαρμόζονται 1-2 σταγόνες στο κάθε μάτι, 3 φορές την ημέρα.

Σημείο προσοχής:

Κατά τη χρήση των σκληρών ή μαλακών φακών επαφής .

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου.

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση τους.

Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας.

Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

300 σταγόνες ανα 10ml.

HYLO-COMOD



Περιγραφή:

Δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες

Ενυδατώνει την επιφάνεια του ματιού

-Σε ξηροφθαλμίες

-Σε αίσθηση ξένου σώματος

-Σε κάψωμα των ματιών.

Δεν επιτρέπει το σχηματισμό κρούστας ή εναποθέσεων
Medical Device

Οδηγίες χρήσης :

Εφαρμόζονται 1-2 σταγόνες στο κάθε μάτι, 3 φορές την ημέρα.

Σημείο προσοχής:

Κατά τη χρήση των σκληρών ή μαλακών φακών επαφής .

Δεν προκαλούν αίσθημα καύσου.

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση τους.

Ενδείκνυνται για χρήση μακράς διάρκειας.

Χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

300 σταγόνες ανα 10ml.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

HELENVITA BLEPHACARE Duo Wipes



Περιγραφή:

Μαντηλάκια καθαρισμού & απολύμανσης για την περιοχή των ματιών

- Υποαλλεργικά
- Αποστειρωμένα (μπορούν να έρθουν σε επαφή με πληγές ή εκδορές του δέρματος)
- Κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό των ματιών (απομάκρυνση βλεννωδών εκκρίσεων)
- Κατάλληλο για χρήση από άτομα που φορούν φακούς επαφής
- Πριν & μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. 14 αποστειρωμένα μαντηλάκια μιας χρήσης

Οδηγίες χρήσης :


Χρησιμοποιήστε τα μαντηλάκια HELENVITA BLEPHACARE Duo δύο φορές την ημέρα πρωί και βράδυ, ή όποτε χρειάζεστε βαθύ καθαρισμό των βλεφάρων. Ανοίξτε το μαντηλάκι, με καθαρά χέρια, περάστε το απαλά, πολλές φορές, από την επιφάνεια των βλεφάρων και την περιοχή γύρω από τα μάτια, κρατώντας τα μάτια κλειστά.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων ξηρών εκκρίσεων, συστήνεται να επαναλάβετε τη θεραπεία αφήνοντας το μαντηλάκι πάνω στην πάσχουσα περιοχή για μερικά δευτερόλεπτα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που φορούν φακούς επαφής, πριν και μετά από οφθαλμικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Σημείο προσοχής:

Για τοπική εφαρμογή. Να μην εφαρμόζεται απευθείας μέσα στο μάτι. Μην το καταπίνετε . Μακριά από παιδιά. Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στο διάλυμα που είναι εμποτισμένα τα μαντηλάκια.

HELENVITA BLEPHACARE Pads



Περιγραφή:

Για τον καθημερινό καθαρισμό των ματιών

- Υποαλλεργικά
 - Διαθέτουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα
 - Δε ξεφτίζουν
 - Συνδυαστική χρήση με το HELENVITA BLEPHACARE Gel
- 30 x 2 αποστειρωμένες γάζες.

Οδηγίες χρήσης :

Με ημερομηνία λήξης αναγραφόμενη σε κάθε φακελίσκο, για μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια. (Το τσάκισμα των φακελίσκων αποδεικνύει την αποστείρωση που έχουν υποστεί).

Σημείο προσοχής:

Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές εκτός των ματιών (ομφαλός, πληγές κτλ)

HELENVITA BLEPHACARE GEL



Περιγραφή:

Για τη συνοδευτική φροντίδα σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας & βλεφαρίτιδας

- Προϊόν οφθαλμολογικά ελεγμένο, χωρίς άρωμα. Καθαρίζει τα βλέφαρα από σμήγμα, βλεννώδεις εκκρίσεις και ατμοσφαιρικούς ρύπους
 - Ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των βλεφάρων πριν την εφαρμογή και μετά την αφαίρεση φακών επαφής
 - Διατηρεί την ελαστικότητα και την φυσιολογική υφή των βλεφάρων, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας.
 - Απομακρύνει το μακιγιάζ ματιών
 - Δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας
 - Δημιουργεί αίσθηση ανακούφισης στα κουρασμένα μάτια από διάβασμα, τηλεόραση ή χρήση Η/Υ
- 60γρ

Οδηγίες χρήσης :

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό των ματιών, μικρή ποσότητα BLEPHACARE GEL τοποθετείται σε καθαρό κομμάτι βαμβακιού ή ειδικής γάζας και με αυτό γίνεται ο καθαρισμός των ματιών από το μακιγιάζ.

Σημείο προσοχής:

Μετά τον καθαρισμό δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε με νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.

**ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΒΟCΑ**

ABOCA NEOBIANACID ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ



Περιγραφή:

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την οξύτητα, όπως είναι η καούρα, ο πόνος, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η γαστρίτιδα. Επίσης ενδείκνυται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη δυσπεψία (δυσκολία στην πέψη), όπως είναι η καούρα, η βαρυστομαχία και ο μετεωρισμός.

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, σε καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμό του βλεννογόνου (πρόσληψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών / αναλγητικών φαρμάκων, περίοδοι ψυχοσωματικού στρες, αλλαγή εποχής ή εσφαλμένος τρόπος διατροφής και ζωής).

Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, καθώς και για παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών.

Το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση είναι ένα προϊόν με συστατικά βιολογικής γεωργίας, χωρίς γλουτένη και με ευχάριστη γεύση.

Οδηγίες χρήσης :

Σε περίπτωση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, συνιστάται ένα δισκίο μετά από τα βασικά γεύματα και ένα το βράδυ πριν από τον ύπνο. Σε περιπτώσεις καούρας και βαρυστομαχιάς, που συνδέονται με δυσκολίες στην πέψη (δυσπεψία), ένα δισκίο μετά το φαγητό.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατό να επαναληφθεί η πρόσληψη περισσότερες από μία φορές εντός της ημέρας, ακόμη και σε κοντινά χρονικά διαστήματα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά, ηλικίας 6 ετών και άνω, με την ίδια δοσολογία. Το προϊόν μπορεί να λαμβάνεται και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 6 μηνών από το άνοιγμα του φιαλιδίου. Κλείνετε προσεκτικά το φιαλίδιο μετά από τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Χάρη στο μηχανισμό δράσης του, το NeoBianacid Οξύτητα και Παλινδρόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε συνδυασμό με αναστολείς αντλίας πρωτονίων και H₂-ανταγωνιστές, όσο και σε περιόδους διακοπής της αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Συνιστάται η λήψη του προϊόντος τουλάχιστον δύο ώρες πριν ή μετά από τη λήψη φαρμάκων, ιδίως των τετρακυκλινών.

Η περιεκτικότητα σε γλυκυρριζίνη, συστατικό της **Γλυκόριζας**, είναι χαμηλότερη από εκείνη που μπορεί πιθανώς, βάσει επιστημονικών αναφορών, να προκαλέσει αύξηση της πίεσης.

Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA LEVIACLIS



Περιγραφή:

Το Leviaculis συνδυάζει μία ισορροπημένη υπακτική δράση με αποτέλεσμα την προστασία και την ανακούφιση του ορθικού βλεννογόνου. Η διπλή δράση του Leviaculis οφείλεται στο PROMELAXIN, ένα σύμπλεγμα μελιών από νέκταρ και από μελιτώματα, η προσεκτική επιλογή και επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της περιεκτικότητάς τους σε μονοσακχαρίδια, πολυσακχαρίδια και μελανοϊδίνες, και το οποίο εμπλουτίζεται από πολυσακχαριδικό κλάσμα αλόης και μολόχας.

Το Leviaculis έχει υπακτική δράση που προκαλεί ερέθισμα ενεργοποίησης της αφόδευσης.

Επίσης, το Leviaculis, χάρη στις βλεννο-προσομοιάζουσες ιδιότητές του και το ιξώδες του, προστατεύει τον ορθικό βλεννογόνο κατά τη διέλευση των κοπράνων.

Αυτές οι ειδικές ιδιότητες, μαζί με την αντιοξειδωτική δράση, προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα να προστατεύει και κατά συνέπεια να απαλύνει το βλεννογόνο.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Σε περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε το γιατρό για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων παθήσεων. Το μικροκλύσμα είναι μίας χρήσης, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά.

ABOCA LEVIACLIS PEDIATRIC



ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Περιγραφή:

Το Leviacリス Pediatric συνδυάζει μία ισορροπημένη υπακτική δράση με αποτέλεσμα την προστασία και την ανακούφιση του ορθικού βλεννογόνου.

Η διπλή δράση του Leviacリス οφείλεται στο PROMELAXIN, ένα σύμπλεγμα μελιών από νέκταρ και από μελιτώματα, η προσεκτική επιλογή και επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της περιεκτικότητάς τους σε μονοσακχαρίδια, πολυσακχαρίδια και μελανοΐδινες, και το οποίο εμπλουτίζεται από πολυσακχαριδικό κλάσμα αλόης και μολόχας.

Το Leviacリス Pediatric έχει υπακτική δράση που προκαλεί ερέθισμα ενεργοποίησης της αφόδευσης.

Επίσης, το Leviacリス Pediatric, χάρη στις βλεννο-προσομοιάζουσες ιδιότητές του και το ιξώδες του, προστατεύει τον ορθικό βλεννογόνο κατά τη διέλευση των κοπράνων.

Αυτές οι ειδικές ιδιότητες, μαζί με την αντιοξειδωτική δράση, προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα να προστατεύει και κατά συνέπεια να απαλύνει το βλεννογόνο.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Σε περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε το γιατρό για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων παθήσεων.

Το μικροκλύσμα είναι μίας χρήσης, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά αν έχετε χρησιμοποιήσει τη μισή δόση, όπως στην περίπτωση των βρεφών.

ABOCA COLILEN IBS



Περιγραφή:

Το Colilen IBS ενδείκνυται για τη θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου, που χαρακτηρίζεται από πόνο, φούσκωμα, διάταση και κοιλιακή δυσφορία, με ή χωρίς διαφοροποίηση της μορφής των κοπράνων και ακανόνιστη εντερική λειτουργία (δυσκοιλιότητα, διάρροια ή και εναλλαγή των δύο).

Λόγω του προστατευτικού μηχανισμού του, το Colilen IBS μειώνει σταδιακά τις εντερικές διαταραχές και, ανάλογα με την ένταση της διαταραχής, συνιστάται η παράταση της θεραπείας για 2 έως 6 εβδομάδες και η επανάληψη της σε ενδεχόμενη υποτροπή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Οδηγίες χρήσης :


Συνιστάται η λήψη 2 καψουλών τρεις φορές την ημέρα, μακριά ή πριν τα γεύματα.

Το Colilen IBS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες συμπτωματικές θεραπείες στις οξείες φάσεις της διαταραχής.

Σημείο προσοχής:

Το προϊόν είναι κατάλληλο από την ηλικία των 8 ετών. Αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Να μην λαμβάνεται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA NEOFITOROID ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΕΜΑ



Περιγραφή:

Η δράση του **NeoFitoroid** επιτυγχάνεται χάρη στο **Helydol**, ένα λυοφιλοποιημένο εκχύλισμα που αποτελείται από εξευγενισμένο λιπόφιλο κλάσμα μίας ειδικής επιλογής ελίχρυσου που έχει εμπλουτιστεί με **αλόη, ρόσσκο και φυτικά έλαια και, αιθέρια έλαια**, και καταπραΰνει τον ερεθισμό ενώ προστατεύει το βλεννογόνο και ευνοεί την ομαλοποίηση μέσω **3 μηχανισμών δράσης**:

Βλεννοπροσφυτικό: προσκολλάται στο βλεννογόνο σχηματίζοντας ένα φιλμ με δράση φραγμού που τον προστατεύει από την επαφή με ερεθιστικούς παράγοντες·

Λιπαντικό: μειώνει την τριβή με τα κόπρανα, έτσι ώστε να προστατεύει από τους ερεθισμούς και την περιπρωκτική συμφόρηση·
Αντιοξειδωτικό: προστατεύει το βλεννογόνο από τις ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον η **NeoFitoroid** δημιουργεί ένα **περιβάλλον δυσμενές για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών**, εκδηλώνοντας περαιτέρω προστατευτική δράση και δράση μείωσης του κνησμού.

Οι **δροσιστικές της ιδιότητες** παρέχουν γρήγορη ανακούφιση από τις ενοχλήσεις. Η **NeoFitoroid** δεν περιέχει στεροειδή ή αναισθητικά και λόγω του μηχανισμού δράσης της, δεν ερεθίζει και δεν ξηραίνει το βλεννογόνο.

Οδηγίες χρήσης :

Για εξωτερική εφαρμογή, απλώστε κάνοντας απαλό μασάζ στην πρωκτική και περιπρωκτική περιοχή.

Για μια εσωτερική εφαρμογή, χρησιμοποιήστε το ειδικό ενδοπρωκτικό στόμιο που βιδώνει στο σωληνάριο.

Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα κρέμας για να καλύψετε την πάσχουσα περιοχή.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά την κένωση, και μετά από προσεκτικό και απαλό καθαρισμό της πρωκτικής και περιπρωκτικής περιοχής.

Για την πρόληψη ερεθισμών που οφείλονται στην τριβή, εφαρμόστε πριν από την κένωση και εφαρμόστε ξανά το προϊόν οπωσδήποτε και μετά.

Μετά τη χρήση, ξεβιδώστε το στόμιο, καθαρίστε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι και κλείστε το σωληνάριο της κρέμας.

Μπορείτε να επαναλάβετε την εφαρμογή αρκετές φορές την ημέρα, ακόμη και σε σύντομα διαστήματα, καθώς και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Προσοχή:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA FITONASAL 2 ACT



Περιγραφή:

Fitonasal 2ACT δρα χάρη στο ActiFilm, ένα σύμπλοκο φυτικών ταννινών, ρητινών, πολυσακχαριτών και φλαβονοειδών, που αλληλεπιδρά με τον ρινικό βλεννογόνο, μέσω διαφόρων μηχανισμών:
τον σχηματισμό μιας μεμβράνης που προσκολλάται στο βλεννογόνο με δράση φραγμού που προστατεύει το βλεννογόνο από την επαφή με εξωτερικούς παράγοντες (ιούς, βακτήρια, καπνό, αιθάλη, γύρη, σκόνη, κ.λ.π.)
τη δράση ρευστοποίησης της βλέννας, η οποία ευνοεί την απομάκρυνση της.
Συμπληρώνουν τη δράση του Fitonasal 2ACT οι δροσιστικές ιδιότητες των αιθερίων ελαίων που χαρίζουν μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας. Ο σεβασμός στη φυσιολογία του βλεννογόνου επιτρέπεται επιπλέον από τον ισοτονικό χαρακτήρα της σύνθεσης.

Οδηγίες χρήσης :

Κάντε 1 ή 2 εφαρμογές ανά ρουθούνη και φυσήξτε ελαφρά τη μύτη και στη συνέχεια επαναλάβετε την εφαρμογή. Για να ευνοήσετε την ομοιόμορφη κατανομή καλό είναι να κάνετε ελαφρές μαλάξεις στη μύτη από έξω με διαμήκεις κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.

Συνιστάται να εφαρμόζετε το Fitonasal 2ACT περισσότερες φορές στη διάρκεια της ημέρας ακόμη και σε συχνά διαστήματα και να επαναλάβετε την εφαρμογή πριν ξαπλώσετε, χρησιμοποιώντας το επίσης σε συνδυασμό με ρινικά τσιρότα. Κατά την πρώτη εφαρμογή για να αφαιρέσετε τον αέρα από τη συσκευή, πατήστε περισσότερες φορές έξω από τα ρουθούνια.

Ανακινήστε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε διάστημα 2 μηνών αφού το ανοίξετε.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA GRINTUSS ADULT ΔΙΣΚΙΑ



Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Adult αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης, προκειμένου να καλύπτει κάθε είδος βήχα των ενηλίκων και των παιδιών από την ηλικία των 12 ετών.

Χάρη στον προστατευτικό μηχανισμό δράσης του, το προϊόν καταπολεμά άμεσα το σύμπτωμα, στοχεύοντας στο αίτιο: στον ερεθισμό του βλεννογόνου που οφείλεται σε παράγοντες λοιμώδεις, αλλά και ερεθιστικούς, όπως είναι ο καπνός, το νέφος και η σκόνη.

Για τα χαρακτηριστικά του αυτά το Grintuss Adult είναι κατάλληλο για όλους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ηλικιωμένους, από άτομα με κοιλιοκάκη και εγκύους και θηλάζουσες, μετά από ιατρική γνωμάτευση.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται να παίρνετε 1 δισκίο από 2 έως 4 φορές την ημέρα, αφήνοντας το να λιώσει αργά στο στόμα.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA GRINTUSS ADULT



Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Adult αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης, προκειμένου να καλύπτει κάθε είδος βήχα των ενηλίκων και των παιδιών από την ηλικία των 12 ετών.

Χάρη στον προστατευτικό μηχανισμό δράσης του, το προϊόν καταπολεμά άμεσα το σύμπτωμα, στοχεύοντας στο αίτιο: στον ερεθισμό του βλεννογόνου που οφείλεται σε παράγοντες λοιμώδεις, αλλά και ερεθιστικούς, όπως είναι ο καπνός, το νέφος και η σκόνη.

Για τα χαρακτηριστικά του αυτά το Grintuss Adult είναι κατάλληλο για όλους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ηλικιωμένους, από άτομα με κοιλιοκάκη και εγκύους και θηλάζουσες, μετά από ιατρική γνωμάτευση.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται η λήψη 10 ml (2 κουταλάκια) δύο έως τέσσερις φορές την ημέρα, παίρνοντας την τελευταία δόση πριν τον βραδινό ύπνο.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Περιέχει δοσομετρικό κουταλάκι. Μετά τη χρήση, κλείστε καλά το φιαλίδιο και πλύνετε σχολαστικά το δοσομετρικό κουταλάκι.

Αφού ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός τριών μηνών.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ABOCA GRINTUSS PEDIATRIC



Περιγραφή:

Η σύνθεση του Grintuss Pediatric έχει μελετηθεί ειδικά για χρήση για παιδιά ηλικίας 1 έτους και άνω. Ειδικά στα μωρά, πράγματι, είναι σημαντικό να ρυθμιστεί ο βήχας με δράση προστασίας του βλεννογόνου. Για αυτά τα χαρακτηριστικά του το Grintuss Pediatric καταπραΰνει γρήγορα τόσο τον ημερήσιο όσο και τον νυχτερινό βήχα, ιδιαίτερα συχνό στα μωρά. Το Grintuss Pediatric είναι ένα σιρόπι με συστατικά βιολογικής γεωργίας και είναι κατάλληλο για παιδιά με κοιλιοκάκη. Ας μην ξεχνάμε ότι πάντα οφείλουμε να συμβουλευόμαστε τον παιδίατρο, ιδίως όταν ο βήχας δεν υποχωρεί μετά από κάποιες μέρες. Ενδείκνυται σε παιδιά από 1 έτους.

Οδηγίες χρήσης :

Συνιστάται η λήψη 5 ml (ένα κουταλάκι) για παιδιά από 1 έως 6 ετών και 10 ml (δύο κουταλάκια) άνω των 6 ετών, δύο έως τέσσερις φορές την ημέρα, κάνοντας την χορήγηση της τελευταίας δόσης πριν τον βραδινό ύπνο. Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Περιέχει δοσομετρικό κουταλάκι. Μετά τη χρήση, κλείστε καλά το φιαλίδιο και πλύνετε σχολαστικά το δοσομετρικό κουταλάκι. Αφού ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός τριών μηνών.

Σημείο προσοχής:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ανέπαφο και σωστά διατηρημένο.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

BIOFREEZE GEL



Περιγραφή:

Το BIOFREEZE ανακουφίζει από:

- Μυαλγίες
- Πόνους αρθρώσεων
- Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & αστραγάλου
- Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης
- Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις
- Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας
- Επώδυνους μυς & συνδέσμους

Οδηγίες χρήσης :

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή το πολύ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν είναι απαραίτητο. Ιδανικό για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες όπως χέρια & πόδια.

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε μαζί με άλλες αλοιφές κρέμες σπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην επιδένετε. Αποθηκευτείτε σε δροσερό μέρος με το καπάκι καλά κλειστό. Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Μην χρησιμοποιείτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.

BIOFREEZE ROLL-ON



Περιγραφή:

Το BIOFREEZE ανακουφίζει από:

- Μυαλγίες
- Πόνους αρθρώσεων
- Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & αστραγάλου
- Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης
- Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις
- Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας
- Επώδυνους μυς & συνδέσμους

Οδηγίες χρήσης :

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή το πολύ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν είναι απαραίτητο. Ιδανικό για εφαρμογές σε μικρότερες περιοχές του σώματος καθώς και για μασάζ στη πάσχουσα περιοχή.

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε μαζί με άλλες αλοιφές κρέμες σπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην επιδένετε. Αποθηκεύετε σε δροσερό μέρος με το καπάκι καλά κλειστό. Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Μην χρησιμοποιείτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.

BIOFREEZE SPRAY



Περιγραφή:

Το BIOFREEZE ανακουφίζει από:

- Μυαλγίες
- Πόνους αρθρώσεων
- Πόνους μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γονάτου, ισχίου, αγκώνα & αστραγάλου
- Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης
- Κακώσεις, διαστρέμματα, τραβήγματα & θλάσεις
- Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας
- Επώδυνους μυς & συνδέσμους

Οδηγίες χρήσης :

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: Εφαρμόστε στη πάσχουσα περιοχή το πολύ 3-4 φορές την ημέρα. Απλώστε μια λεπτή στρώση στην επιθυμητή περιοχή του σώματος, το μασάζ δεν είναι απαραίτητο.

Ιδανικό για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή και για χρήση σε δύσκολα σημεία του σώματος όπως η πλάτη.

Σημείο προσοχής:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια ή το ρινικό βλεννογόνο. Μην το εφαρμόζετε σε πληγές ή κατεστραμμένο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε μαζί με άλλες αλοιφές κρέμες σπρέι ή υγρά εντριβής. Μην εφαρμόζετε σε ερεθισμένο δέρμα ή όταν εκδηλώνεται υπερβολικός ερεθισμός. Μην επιδένετε. Αποθηκευτείτε σε δροσερό μέρος με το καπάκι καλά κλειστό. Διατηρείτε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. **Μη χρησιμοποιείτε μαζί με θερμικές πηγές ή συσκευές.**

CRYOS SPRAY



Περιγραφή:

Χρήσιμο σε όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό για κάθε περίπτωση που απαιτείται κρύο, όπως μώλωπες, διαστρέμματα κτλ.

Η άμεση χρήση του σπρέι πάγου, χάρη στην καταπραϋντική δράση που ασκεί το κρύο, είναι απαραίτητη σε καταστάσεις άμεσης επέμβασης.

Οδηγίες χρήσης :

Ψεκάστε απ' ευθείας το Cryos Spray στο μέρος του σώματος που χρειάζεται από μία απόσταση 20cm με σύντομους και διακοπτόμενους ψεκασμούς.

Σημείο προσοχής:

Σταματήστε την εφαρμογή του προϊόντος μόλις σχηματιστεί μία λευκή σκόνη.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Eva Moist Long Acting

Υγραντική κολπική γέλη

Ενυδάτωση μακράς διάρκειας.

Το **Eva Moist Long Acting** είναι υγραντική κολπική γέλη εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, για την άμεση επαναφορά και μακροχρόνια διατήρηση της φυσιολογικής υγρασίας του κόλπου σε περιπτώσεις ξηρότητας, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα από τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν όπως ο κνησμός, ο καύσος και ο ερεθισμός. Παράλληλα ενισχύει και επιταχύνει την επουλωτική & αναπλαστική ικανότητα του κολπικού βλεννογόνου σε περιπτώσεις που δημιουργούνται μικροαμυχές ή μικροτραυματισμοί.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ξηρότητα του κόλπου οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Με υαλουρονικό οξύ, υδατοδιαλυτά πολυμερή, εκχυλίσματα χαμομηλιού & αλόης. Χωρίς ορμόνες ή φαρμακευτικές ουσίες.

PH 3.0

BT x 9 προγεμισμένους με γέλη κολπικούς εφαρμοστές μίας χρήσης- η συσκευασία αποτελεί αγωγή 1 μήνα.

Οδηγίες Χρήσης

Μία ενδοκολπική εφαρμογή κάθε 3 ημέρες κατά προτίμηση πριν την κατάκλιση.



Eva Moist

Υγραντική και λιπαντική αιδοίο-κολπική γέλη

Ενυδάτωση - ανακούφιση συμπτωμάτων ξηρότητας.

Το Eva Moist είναι υγραντική και λιπαντική γέλη για την άμεση επαναφορά της ζωτικής σημασίας φυσιολογική υγρασία στον κόλπο και το αιδοίο σε περιπτώσεις ξηρότητας, ενώ παράλληλα ανακουφίζει από συμπτώματα όπως ο κνησμός, ο καύσος, ο ερεθισμός και η δυσχερής & επίπονη σεξουαλική επαφή (δυσπαρευνία) που οφείλονται στην υπάρχουσα ξηρότητα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ξηρότητα του κόλπου και του αιδοίου οποιασδήποτε αιτιολογίας

Με υδρόφιλα πολυμερή, εκχυλίσματα χαμομηλιού & αλόης

Χωρίς ορμόνες ή φαρμακευτικές ουσίες

pH 5.0

BT με σωληνάριο με γέλη και 9 κολπικοί εφαρμοστές μίας χρήσης

Οδηγίες Χρήσης

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει εξωτερικά ή/και εσωτερικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, δακτυλικά ή με τον εσώκλειστο κολπικό εφαρμοστή αντίστοιχα.

Χρησιμοποιείται όσο συχνά απαιτείται γιατί δεν περιέχει ορμόνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες

Eva Restore Gel

Κολπική γέλη με υαλουρονικό οξύ

Επούλωση και ανακούφιση του κολπικού βλεννογόνου.

Το **Eva Restore** είναι επουλωτικός παράγοντας του κολπικού βλεννογόνου σε προγεμισμένους με γέλη κολπικούς εφαρμοστές για την ενίσχυση και επιτάχυνση της επούλωσης του ατροφικού ή τραυματισμένου κολπικού βλεννογόνου, την ρύθμιση του κολπικού pH στις φυσιολογικές όξινες τιμές, την ενίσχυση της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου και την ανακούφιση των συμπτωμάτων του ερεθισμού και της ερυθρότητας

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ατροφική κολπίτιδα λόγω γήρανσης ή έλλειψης οιστρογόνων
- Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις του κόλπου
- Δυστροφίες του κολπικού βλεννογόνου εξαιτίας χημειοθεραπείας ή ακτινοβολήσης
- Τοκετός (κολπορραφή)

Με 12,5mg υαλουρονικό οξύ, bioecolia, γαλακτικό οξύ & εκχυλίσματα βοτάνων
Χωρίς ορμόνες ή φαρμακευτικές ουσίες
PH 3,8

BT x 9 προγεμισμένους με γέλη κολπικούς εφαρμοστές μίας χρήσης

Οδηγίες Χρήσης

- Θεραπευτικά για την ενίσχυση της επουλωτικής ικανότητας του ατροφικού ή τραυματισμένου κολπικού βλεννογόνου: μία εφαρμογή την ημέρα για 7 ημέρες κατά προτίμηση πριν από την κατάκλιση
- Προληπτικά για την ενίσχυση της άμυνας του ευαίσθητου κολπικού επιθηλίου, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση: μία εφαρμογή την ημέρα για 3 ημέρες, κάθε δεκαήμερο κατά προτίμηση το βράδυ πριν από την κατάκλιση.



Eva Lactic Gel

Κολπική γέλη με γαλακτικό οξύ και γλυκογόνο

Επαναφορά και διατήρηση κολπικού pH.

Το Eva Lactic gel είναι σχεδιασμένο για την άμεση επαναφορά και διατήρηση της φυσιολογικής οξύτητας του κόλπου ανακουφίζοντας ταυτόχρονα από τα συμπτώματα του κνησμού, του καύσου και του ερεθισμού που συνήθως οφείλονται στη διαταραχή του κολπικού pH, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κολπίτιδας, λήψης φαρμακευτικής αγωγής, μετά το τέλος της περιόδου κ.α.. Παράλληλα συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου μικροπεριβάλλοντος για την επιβίωση και διατήρηση των ωφέλιμων γαλακτοβάκιων

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Λήψη αντιβιοτικών οποιασδήποτε αιτιολογίας
- Κολπίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας
- Λήψη αντιμυκητιασικών, αντισυλληπτικών, χημειοθεραπευτικών ή εφαρμογή ακτινοθεραπείας
- Μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως

Με γαλακτικό οξύ, γλυκογόνο & εκχυλίσματα χαμομηλιού και αλόης.
Χωρίς ορμόνες ή φαρμακευτικές ουσίες.
pH 3,8

BT x 9 προγεμισμένους με γέλη κολπικούς εφαρμοστές μίας χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης

Θεραπευτικά για τη ρύθμιση του κολπικού pH όταν έχει διαταραχθεί η κολπική ισορροπία: μία εφαρμογή την ημέρα για 7 ημέρες, κατά προτίμηση πριν την κατάκλιση.

Προληπτικά για τη διατήρηση της υγείας του κόλπου: μία εφαρμογή την εβδομάδα & μία εφαρμογή την ημέρα για 3 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου.



ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ



<https://youtu.be/aYvSfcG1KDE?t=101>

ΕΔΕ – πρακτικές οδηγίες για τον αυτοέλεγχο σακχάρου στο αίμα

Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου CONTOUR®NEXT ONE

Περιγραφή:

Ο έξυπνος μετρητής με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και με αδιάλειπτη σύνδεση με την εφαρμογή CONTOUR®DIABETES



Οδηγίες χρήσης :

Μπορείτε να διευκολύνετε τη διαχείριση του διαβήτη σας, πολύ απλά μέσω του smartphone ή του tablet σας. Οι μετρήσεις σακχάρου που λαμβάνετε από τον μετρητή κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούν να συγχρονίζονται και να καταγράφονται αυτόματα στην στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο της εφαρμογής.

Σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματά σας θα αποκτούν μεγαλύτερη αξία και νόημα, πληροφορώντας σας για τον τρόπο που οι δραστηριότητές σας (φαγητό, άσκηση, φάρμακα, κλπ) επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του διαβήτη σας.

Τοποθετείτε το αίμα σε μία από τις δύο θέσεις τοποθέτησης αίματος. Μην τοποθετείτε αίμα και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Η ταινία μέτρησης λειτουργεί ως σπόγγος, τραβώντας το αίμα στο εσωτερικό της ταινίας . Η μέτρηση ξεκινάει αυτόματα όταν τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα αίματος. Σε περίπτωση που η πρώτη σταγόνα δεν είναι αρκετή μπορείτε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα να συμπληρώσετε αίμα στην ίδια πλευρά της ταινίας.

Σημείο προσοχής:

Η έξυπνη θύρα ταινιών μέτρησης φωτίζεται με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το αποτέλεσμα μέτρησης, έτσι ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε άμεσα εάν είστε εντός, κάτω ή πάνω από τον στόχο σας.

Περιγραφή:

Ο έξυπνος μετρητής με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και με αδιάλειπτη σύνδεση με την εφαρμογή CONTOUR®DIABETES



Οδηγίες χρήσης :

Είναι συμβατές με το συγκεκριμένο μετρητή. Η συσκευασία κρατά τις ταινίες φρέσκες, μέχρι και 6 μήνες μετά το άνοιγμα. Είναι εύκολες στη χρήση και δεν απαιτούν καμία κωδικοποίηση, ενώ καλιμπράρουν αυτόματα το μετρητή γλυκόζης αίματος κάθε φορά που χρησιμοποιούνται νέες ταινίες. Εξασφαλίζουν ακριβή αποτελέσματα σε χρόνο 5 δευτερολέπτων, κάθε φορά και με λιγότερα βήματα από πριν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν εναλλακτικά σημεία στο σώμα, όπως η παλάμη ή το αντιβράχιο. Αυτό καθιστά τη διαδικασία λιγότερο επίπονη και κουραστική από πριν.

Σημείο προσοχής:

Τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι διαθέσιμα σε 15 δευτερόλεπτα και ο μετρητής παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή για επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Συσκευή και Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου FreeStyle Freedom Lite



Περιγραφή:

Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite αποτελεί μέλος της σειράς συστημάτων μέτρησης γλυκόζης αίματος FreeStyle. Ο μετρητής FreeStyle Freedom Lite καθώς και οι ταινίες μέτρησης FreeStyle Lite προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FreeStyle αλλά ταυτόχρονα και ένα επιπλέον πλεονέκτημα τη μέτρηση γλυκόζης στο αίμα χωρίς κωδικοποίηση.

Το σύστημα **FreeStyle Freedom Lite** έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Δεν χρειάζεται κωδικοποίηση – Μια έννοια λιγότερη
Λειτουργεί με τη μικρότερη σταγόνα αίματος στον κόσμο –
Πραγματικά ανώδυνη μέτρηση με αποδεδειγμένη ακρίβεια
Έχει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις – Εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Έχει εργονομικό σχεδιασμό – Χωράει τέλεια στην παλάμη του χεριού

Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite έχει πολλά εγκεκριμένα εναλλακτικά σημεία μέτρησης. Με το σύστημα FreeStyle Freedom Lite μπορείτε να πραγματοποιείτε μέτρηση στα δάχτυλα, στο βραχίονα, στην παλάμη του χεριού, στον πήχη στο μηρό και στη γάμπα. Ωστόσο, συστήνεται στους ασθενείς να πραγματοποιούν μέτρηση στα δάχτυλά τους σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας (χαμηλή γλυκόζη αίματος) ή σε περίπτωση ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας.

Οδηγίες χρήσης :

Εισάγετε μια ταινία μέτρησης στον μετρητή. Ο μετρητής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη του μετρητή τα σύμβολα "σταγόνας και ταινίας μέτρησης" Ο μετρητής είναι τώρα έτοιμος προκειμένου να τοποθετήσετε το δείγμα αίματος.

Επιλέγετε το σημείο δειγματοληψίας. Αν επιλέξετε το δάκτυλο, τοποθετείτε το στυλό ανώδυνης λήψης αίματος κάθετα στην άκρη του δακτύλου και πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης. Φέρνετε την ταινία μέτρησης FreeStyle Lite σε επαφή με το δείγμα αίματος.

Τοποθετείτε το αίμα σε μία από τις δύο θέσεις τοποθέτησης αίματος. Μην τοποθετείτε αίμα και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Η ταινία μέτρησης λειτουργεί ως σπόγγος, τραβώντας το αίμα στο εσωτερικό της ταινίας . Η μέτρηση ξεκινάει αυτόματα όταν τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα αίματος. Σε περίπτωση που η πρώτη σταγόνα δεν είναι αρκετή μπορείτε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα να συμπληρώσετε αίμα στην ίδια πλευρά της ταινίας.

Όταν ξεκινάει η μέτρηση ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται στην οθόνη του μετρητή μία μικρή γραμμή που κινείται δεξιόστροφα. Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε μέσο χρόνο 4 δευτερολέπτων. Εάν είναι ενεργοποιημένο το ηχητικό σήμα όταν εμφανίζεται στην οθόνη το αποτέλεσμα ακούγονται δύο ηχητικά σήματα.

Σημείο προσοχής:

Για να διασφαλίσετε ορθά αποτελέσματα, πριν τη μέτρηση, πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι και τα στεγνώνετε καλά.

Απομακρύνετε το καπάκι από το στυλό ανώδυνης λήψης αίματος.

Εισάγετε μία νέα βελόνα στην λευκή υποδοχή του στυλό. Κρατάτε τη βελόνα σταθερά στη θέση της με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας περιστρέφοντας το.

Επανατοποθετείτε το καπάκι στο στυλό μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ. Επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο βάθους περιστρέφοντας τον επιλογέα βάθους που βρίσκεται στο πλάι του στυλό.

Οπλίζετε το στυλό τραβώντας προς τα έξω τη μπλε λαβή όπλισης μέχρι να ακουστεί ένα κλίκ και στη συνέχεια αφήνετε ελεύθερη και προχωράτε στη διαδικασία της μέτρησης.

Περιγραφή:

Abbott - FreeStyle Lite Ταινίες
μέτρησης Γλυκόζης αίματος, 50
ταινίες .



Οδηγίες χρήσης :

Εισάγετε μια ταινία μέτρησης στον μετρητή. Ο μετρητής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείο προσοχής:

Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα FreeStyle , οι οποίες είναι συμβατές μόνο με το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης Freestyle Freedom Lite

TEST ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

CLEAR BLUE MONO TEST ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ



Περιγραφή:

Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue με άκρο που αλλάζει χρώμα προσφέρει 5 σημεία σιγουριάς:
Ακριβές – Δεν υπάρχει ακριβέστερο τεστ – Ακρίβεια 99% από την ημέρα που αναμένεται η περίοδος

Ευαίσθητο και σε αρχικό στάδιο – μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία της περιόδου ·

Σαφές – το μοναδικό τεστ που δίνει σαφή αποτελέσματα (+) και (-)

Γρήγορο – δίνει το αποτέλεσμα μόνο σε 2 λεπτά

Εύκολο στη χρήση – το άκρο που αλλάζει χρώμα και το παράθυρο ελέγχου δείχνουν ότι το τεστ λειτουργεί .

Οδηγίες χρήσης :

Εαν κάνετε το τεστ νωρίτερα: η clearblue συνιστά να γίνεται η χρήση του τεστ από τη πρώτη ημέρα της καθυστέρησης.

Προσοχή:

Η ορμόνη της εγκυμοσύνης αυξάνεται ραγδαία σε πρόωρη εγκυμοσύνη και μπορείτε Να χρησιμοποιήσετε το clearblue 4 ημέρες πριν από την αναμονή της περιόδου σας.

CLEAR BLUE ΔΙΠΛΟ ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ



Περιγραφή:

Οικονομική Συσκευασία Clearblue Value Pack – Το Clearblue διατίθεται σε συσκευασία με 2 τεστ, σε συμφέρουσα τιμή. Μπορεί να επιθυμείς να επαναλάβεις το τεστ αν

Έκανες το τεστ σε αρχικό στάδιο και θέλεις να επαναλάβεις το τεστ την αναμενόμενη ημερομηνία της περιόδου σου

Αν δεν είσαι βέβαιη για το πότε περιμένεις την περίοδό σου.

Οδηγίες χρήσης :

Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue με άκρο που αλλάζει χρώμα προσφέρει 5 σημεία σιγουριάς: Ακριβές, δεν υπάρχει ακριβέστερο τεστ.

Ακρίβεια 99% από την ημέρα που αναμένεται η περίοδος Ευαίσθητο και σε αρχικό στάδιο .

Σαφές ,το μοναδικό τεστ που δίνει σαφή αποτελέσματα (+) και (-)

Γρήγορο, δίνει το αποτέλεσμα μόνο σε 2 λεπτά.

Σημείο προσοχής:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία της περιόδου

Εύκολο στη χρήση ,το άκρο που αλλάζει χρώμα και το παράθυρο ελέγχου δείχνουν ότι το τεστ λειτουργεί

CLEAR BLUE DIGITAL TEST ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΛΛΗΨΗΣ



Οδηγίες χρήσης :

Ο γιατρός σου θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σου με βάση την πρώτη ημέρα της τελευταίας σου περιόδου. Ο Δείκτης Σύλληψης (Conception Indicator) σε ενημερώνει πόσες εβδομάδες πριν συνέλαβες. Η σύλληψη γίνεται περίπου 2 εβδομάδες πριν την επόμενη αναμενόμενη αρχή της περιόδου σου.

Με την προηγμένη ψηφιακή οθόνη του δεν είναι ανάγκη να ερμηνεύεις γραμμές, προσφέρει εύκολα στην ανάγνωση ψηφιακά αποτελέσματα.

Περιγραφή:

Το Ψηφιακό Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue με Εβδομάδες (με Δείκτη Σύλληψης) προσφέρει διπλή επιβεβαίωση για το αποτέλεσμα. Ο Smart Dual Sensor™ όχι μόνο σε ενημερώνει με λέξεις για το αν είσαι έγκυος ή όχι, αλλά αν είσαι, επίσης δείχνει πόσων εβδομάδων έγκυος είσαι.

Το Ψηφιακό Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue με Εβδομάδες (με Δείκτη Σύλληψης) διαθέτει:

Ακρίβεια άνω του 99% από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης

Το μοναδικό τεστ που επίσης σε ενημερώνει και για τον αριθμό των εβδομάδων που έχουν περάσει από τη σύλληψη

Αλάνθαστα, σαφή ψηφιακά αποτελέσματα

Σημείο προσοχής:

Τόσο ευαίσθητο που μπορείς να το πραγματοποιήσεις 4 ημέρες νωρίτερα

Εύκολο στη χρήση με μοναδικό σύμβολο κλεψύδρας που δείχνει ότι λειτουργεί το τεστ .

CLEAR BLUE TEST ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ



Περιγραφή:

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue προσδιορίζει την αύξηση του επιπέδου της ορμόνης της ωορρηξίας LH, 24-36 ώρες πριν την ωορρηξία και προσδιορίζει τις 2 ημέρες που είναι καλύτερες για να συλλάβεις σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Αν κάνεις έρωτα τις 2 αυτές ημέρες έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να συλλάβεις.

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue είναι το αποτελεσματικότερο τεστ ωορρηξίας για το σπίτι. Παρέχει σαφή ψηφιακά αποτελέσματα, επομένως δεν είναι απαραίτητο να ερμηνεύεις γραμμές και διαθέτει περισσότερους υποδοχείς ούρων από οποιαδήποτε άλλη μάρκα, καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό στον προσδιορισμό του μέγιστου επιπέδου της LH..

Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποίησε το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue μία φορά την ημέρα, την ίδια ώρα καθημερινά, τις ημέρες περίπου που περιμένεις το μέγιστο επίπεδο LH. Προσδιορίζει τις ημέρες του κύκλου σου που είναι πιθανότερο να συλλάβεις.

Σημείο προσοχής:

Το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue Διαθέτει ακρίβεια 99% στον προσδιορισμό του μέγιστου επιπέδου LH Προσφέρει περισσότερους υποδοχείς ούρων αυξάνοντας τις πιθανότητες να προσδιορίσεις το μέγιστο επίπεδο της LH σου σε έναν συγκεκριμένο κύκλο Διαθέτει ένα μοναδικό σύμβολο στον υποδοχέα ούρων που αναβοσβήνει δείχνοντάς σου ότι το τεστ λειτουργεί Παρέχει το αποτέλεσμα μέσα σε 3 λεπτά .

Predictor Early



Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν εάν είναι έγκυες ή όχι το συντομότερο δυνατόν. Κανένα άλλο τεστ εγκυμοσύνης στην αγορά δεν σας παρέχει αποτέλεσμα έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.

Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων
Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.
2. Ή Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη.

Εμβαπίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω. Περιμένετε 3 λεπτά προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Ανιχνεύει πολλαπλές μορφές της ορμόνης της εγκυμοσύνης σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής των 3 λεπτών.

Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρασ 10 λεπτών.

Predictor Express



Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν εάν είναι έγκυες το ταχύτερο δυνατόν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Κανένα άλλο προϊόν στην αγορά δεν σας παρέχει το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την πρώτη ημέρα της αναμενόμενης περιόδου..

Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων.

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

2. Ή Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη.

Εμβαπίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 20 μόνο δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 1 ΛΕΠΤΟ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω. Περιμένετε 1 λεπτό προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής του ενός λεπτού.

Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρασ 10 λεπτών.

Predictor Early + Express

Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μάθουν εάν είναι έγκυες ή όχι το νωρίτερο δυνατόν και να επιβεβαιώσουν το πρώιμο αποτέλεσμα από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Ελέγξτε έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης με το Predictor® Early

Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου με το Predictor® Express

Και τα δύο τεστ διαθέτουν ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.



Οδηγίες χρήσης :

1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Τοποθετήστε το απορροφητικό άκρο στη ροή των ούρων για 5 δευτερόλεπτα
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί εντός 3 λεπτών

3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Η εμφάνιση δύο ροζ γραμμών δηλώνει εγκυμοσύνη, ακόμα και εάν η μια γραμμή είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΟ PREDICTOR® EXPRESS

1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Τοποθετήστε το απορροφητικό άκρο στη ροή των ούρων για 5 δευτερόλεπτα
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί εντός 1 μόνο λεπτού

3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. Είναι πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στη θυρίδα αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Σημείο προσοχής: .

Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι' αυτό καταναλώστε φυσιολογικές ποσότητες υγρών προτού κάνετε το τεστ. Εάν έχετε ασταθή κύκλο, κάντε το τεστ βάσει του μακρύτερου κύκλου των περασμένων μηνών.

Predictor Ovulation

Περιγραφή:

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επίτευξης σύλληψης με φυσικό τρόπο.

Προσδιορίζει τις 2 πιο γόνιμες ημέρες σας.

Διαθέτει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στον προσδιορισμό του μεσοκυκλίου κύματος της LH.

Τώρα διατίθεται και σε μορφή στικ: Ευκολία στη χρήση.



Οδηγίες χρήσης :

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων.

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

2. Ή Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη. Εμβαπτίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε η θυρίδα αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω. Περιμένετε 5 λεπτά προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε στη θυρίδα αποτελέσματος προκειμένου να συγκρίνετε τη γραμμή ελέγχου αποτελέσματος με τη γραμμή αναφοράς. Η γραμμή αναφοράς υποδεικνύει ότι το τεστ έχει ολοκληρωθεί σωστά.

ΒΗΜΑ 3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΙΟ ΓΟΝΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Εμφανίζονται δύο γραμμές και το χρώμα και η ένταση της γραμμής ελέγχου αποτελέσματος είναι παρόμοιο ή πιο σκούρο από αυτό της γραμμής αναφοράς. Η ωορρηξία πρόκειται να λάβει χώρα εντός των επόμενων 24-36 ωρών. Εάν έχετε σεξουαλική επαφή μέσα στις επόμενες 24-36 ώρες, αυξάνετε τις πιθανότητες σας να μείνετε έγκυος. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον τεστ σε αυτόν τον κύκλο.

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΓΟΝΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Εμφανίζονται δύο γραμμές, αλλά η γραμμή ελέγχου αποτελέσματος είναι πιο αχνή από τη γραμμή αναφοράς ή εμφανίζεται μόνο η γραμμή αναφοράς, ενώ η γραμμή ελέγχου αποτελέσματος δεν είναι ορατή. Μπορείτε να συνεχίσετε τον ημερήσιο έλεγχο μέχρι το τεστ να σας υποδείξει τις πιο γόνιμες ημέρες σας.

Σημείο προσοχής:

Αφού ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα, το τεστ θα πρέπει να απορριφθεί. Μπορείτε να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα εντός διαστήματος 1 ώρας.

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

MEDEL ΟΞΥΜΕΤΡΟ Oxygen PO01

Περιγραφή:

Το MEDEL OXYGEN PO01 είναι παλμικό οξύμετρο που μετρά τον Κορεσμό Οξυγόνου (SpO2) και το ρυθμό καρδιάς (παλμοί). Είναι μικρό και διαθέτει φωτεινή οθόνη που το καθιστά ιδανικό για χρήση στο σπίτι και εν κινήσει. Διαθέτει οθόνη εύκολη στην ανάγνωση με 4 διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές.

Το Medel OXYGEN PO01 είναι κατάλληλο για άτομα με: καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και βρογχικό άσθμα.



Οδηγίες χρήσης :

Πατάμε το κουμπί και μετράει οξυγόνο και παλμούς.

Σημείο προσοχής:

Να μη γίνεται χρήση με βαμμένα νύχια.

TEST

ΟΥΡΟΛΟΙΜΟΞΕΩΝ

URINAL TEST 2 TESTS



Περιγραφή:

Επιστημονική βάση: η διάγνωση βασίζεται στον προσδιορισμό νιτρωδών και λευκοκυττάρων στα ούρα.

Η ταυτόχρονη παρουσία τους στα ούρα είναι διαγνωστική για ουρολοίμωξη.

Για την πραγματοποίηση της διάγνωσης απλά βυθίζετε την διαγνωστική λωρίδα του Urinal Test σε δείγμα ούρων και συγκρίνετε το χρώμα των επιμέρους πεδίων με τη χρωματική κλίμακα που υπάρχει τυπωμένη στο κουτί.

Το κάθε κουτί περιλαμβάνει 2 διαγνωστικά test.

Οδηγίες χρήσης :

Τώρα μπορείτε να κάνετε διάγνωση της ουρολοίμωξης γρήγορα και απλά στην άνεση του σπιτιού σας !

Το test έχει τη μορφή λωρίδας, πάνω στην οποία υπάρχουν ξεχωριστά πεδία αντιδραστηρίων με τη μορφή χρωματιστών τετραγώνων.

Σημείο προσοχής:

Απλά βρέχετε το test κατά την ούρηση και έχετε το αποτέλεσμα μέσα σε 2 λεπτά.

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ

Beurer Ηλεκτρική Θερμοφόρα ΗΚ 25



Περιγραφή:

Η ηλεκτρική Θερμοφόρα ΗΚ 20 , 100 Watt, έχει 3 κλίμακες θερμοκρασίας. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης προστατεύει από την υπερθέρμανση. Η ευχάριστη στην αίσθηση βαμβακερή επένδυση είναι πρακτική γιατί πλένεται στο πλυντήριο και δεν μπαίνει στο πλύσιμο.

Διαστάσεις:30x40cm,Βάρος:0.5Kg

Επένδυση βαμβακερή που πλένεται και δεν μπαίνει.

3 κλίμακες θερμοκρασίας.

BSS Προστασία υπερθέρμανσης

100 watt

Αυτόματο κλείσιμο μετά το πέρας 90 λεπτών

Φωτιζόμενες ενδείξεις

3 χρόνια εγγύηση

Οδηγίες χρήσης :

Διαθέτει συστημα ασφαλείας

Κατά τη χρήση δεν πρέπει να καίει τον καταναλωτή απλά να τον ζεσταίνει.

Σημείο προσοχής:

Δεν πρέπει να την χρησιμοποιείτε διπλωμένη

Να μη βρεχεται το χειριστήριο

Να μην κοιμάστε με ανοιχτή τη θερμοφόρα.

MATSUDA Πλαστική Θερμοφόρα



Περιγραφή:

Οι θερμοφόρες αποτελούν ένα από τα πιο χρήσιμα προϊόντα, καθώς ανακουφίζουν τον πόνο και παρέχουν άνεση και ζέστη. Η ζέστη είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να ανακουφιστείς από τον πόνο. Διατίθενται με επένδυση ή χωρίς.



Οδηγίες χρήσης :

Το κάλυμμα είναι αφαιρούμενο για εύκολο καθάρισμα.

Περιεκτικότητα: 2 L

Πολύ μαλακή επιφάνεια

Σημείο προσοχής:

Απογορεύεται να ρίχνετε καυτό νερό στη θερμοφόρα. Το νερό θα πρέπει να είναι απλά ζεστό.

Nexcare ColdHot Comfort Θερμοφόρα/Παγοκύστη



Περιγραφή:

Η Κομπρέσα Θερμοθεραπείας/Κρυοθεραπείας Nexcare™ Coldhot™ Comfort συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου με φυσικό τρόπο και χωρίς λήψη φαρμάκων. Εφαρμόστε την κρύα ή ζεστή, ανάλογα με την ανάγκη. Κρύα συμβάλλει στη μείωση οιδημάτων και φλεγμονών και ζεστή βοηθά στη μείωση μυικών σπασμών, καταπραΰνει και χαλαρώνει. Μαλακό προστατευτικό κάλυμμα για μεγαλύτερη άνεση και ελαστικός ιμάντας για τη σωστή συγκράτηση της Θερμοφόρας/Παγοκύστης. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

Οδηγίες χρήσης :

Επαναχρησιμοποιούμενη Κομπρέσα Θερμοθεραπείας/Κρυοθεραπείας, για φυσική ανακούφιση του πόνου

Μη τοξικό ζελέ, ασφαλές για όλη την οικογένεια

Κρύα για οιδήματα, φλεγμονές και πόνο, ζεστή για μυϊκούς πόνους και δυσκαμψία

Περιλαμβάνει μαλακό προστατευτικό κάλυμμα με ελαστικό ιμάντα, για εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να την κρατάτε

Σχεδιασμένη για ανακούφιση του πόνου στα άκρα, χάρη στο προστατευτικό κάλυμμα με ιμάντα.

Το ζελέ που περιέχει είναι ασφαλές, μη τοξικό και 99% βιοδιασπώμενο, κάτι που καθιστά το προϊόν πιο φιλικό πλέον προς το περιβάλλον.

Χρήση: Για πονοκέφαλο ή πόνο και οίδημα από καρούμπαλα, για μελανιές και διαστρέμματα και για ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και δυσκαμψία

Σημείο προσοχής:

- Μόνο για εξωτερική χρήση
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλαστικό απευθείας πάνω στο δέρμα. Χρησιμοποιείτε το κάλυμμα που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία ή τυλίξτε με ένα καθαρό πανί. Μην κάθεστε ή στηρίζετε πάνω στη Θερμοφόρα/Παγοκύστη και μην ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς ενδέχεται να σχιστεί ή/και να παρουσιάσει διαρροή. Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Να μην χρησιμοποιείται σε τραυματισμένο ή ευαίσθητο δέρμα.
- Άτομα με γνωστά ή πιθανά νευρικά ή κυκλοφορικά προβλήματα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν κατόπιν υπόδειξης ιατρού.
- Απαιτείται προσοχή για την αποφυγή κρυοπαγημάτων και τραυματισμού των επιφανειακών νεύρων.
- Η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά εγκαύματα χωρίς να γίνει αντιληπτό
- Η χρήση από παιδιά ή άτομα με γνωστικές αναπηρίες πρέπει να εποπτεύεται.
- Διακόψτε την εφαρμογή, αν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία.
- Αν το πρόβλημα επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

MEDEL PLUS FAMILY



Περιγραφή:

Συσκευή νεφελοποίησης εισπνεόμενων φαρμάκων η οποία λειτουργεί με σύστημα compressor.

Εξοπλισμένη με το σετ νεφελοποίησης Medeljet Basic που εγγυάται αποτελεσματικό υψηλό ποσοστό νεφελοποίησης.

Το σετ περιέχει: επιστόμιο, υποδοχή για τη μύτη, μάσκα ενηλίκων και μάσκα παιδική, ανταλλακτικό φίλτρο και σωλήνα αέρος.

Ταχύτητα νεφελοποίησης: 0,3ml/min, Πίεση αέρα: 2,2bar.

Χωρητικότητα φαρμάκου: 2-8ml Διαστάσεις: 188 x Ο 136mm, Βάρος:1,5kg.

Ενσωματωμένο σύστημα σιγαστήρα.

Επίπεδα θορύβου: 55dBA.

Πολύ εύκολο στη χρήση.

5 χρόνια εγγύηση

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθέτησε το νεφελοποιητή σε σταθερό μέρος, ώστε να φτάνεις εύκολα το κουμπί λειτουργίας και έλεγξε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.

Πλύνε τα χέρια σου πριν τη χρήση.

Τοποθέτησε τη δόση φαρμάκου που σύστησε ο γιατρός στο πλαστικό δοχείο.

Πάτησε το διακόπτη λειτουργίας και έλεγξε αν παράγεται εκνέφωμα, Εφόσον είναι συνδεδεμένο.

Το δοχείο νεφελοποίησης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε κατακόρυφη θέση.

Βάλε τη μάσκα στο πρόσωπο (ή το επιστόμιο στο στόμα) και πάρε ήρεμες αναπνοές.

Συνέχισε να αναπνέεις μέχρι να μην υπάρχει καθόλου φάρμακο στο δοχείο – συνήθως μετά από 3-10 λεπτά.

Σημείο προσοχής:

Χρησιμοποιούνται συχνά στις κρίσεις άσθματος, ιδιαίτερα στα **τμήματα επειγόντων περιστατικών** ή κατά τη νοσηλεία ασθενών με άσθμα στα **νοσοκομεία**. Στο σπίτι χορηγούνται σε επιλεγμένους ασθενείς, ιδιαίτερα σε όσους εμφανίζουν αδυναμία συνεργασίας με τις συσκευές εισπνοής, όπως **κατακεκλιμένοι ασθενείς, άτομα με διαταραχές επιπέδου συνείδησης και μικρά παιδιά**. Σπάνια χρησιμοποιούνται για τη μακροχρόνια θεραπεία του άσθματος στους ενήλικες.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚ 0401



Περιγραφή:

Αυχενικό κολάρο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με βαμβακερό ύφασμα, ύψος 9 και 11 cm.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Αυχεναλγίες, Αυχενικό σύνδρομο.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,

Οδηγίες χρήσης :

Κλείνει με Velcro. Χρησιμοποιείται και στον ύπνο.

Σημείο προσοχής:

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος ώστε να μην μετκινείτε ο λαιμός.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ AIR MESH 01230



Περιγραφή:

Ζώνη Οσφύος από Ελαστικό υφαντό ύφασμα για καλύτερη εφαρμογή, με υπενδεδυμένο airmesh και βαμβακερή εσωτερική επένδυση και τέσσερις μπανέλες. Βοηθάει στη σωστή στήριξη της μέσης, είναι πιο φιλικό προς το δέρμα (airmesh)
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Οσφυαλγίες, Ισχιαλγίες, Κακώσεις μυών, Δισκοκήλη, Μετεγχειρητική υποστήριξη.

Οδηγίες χρήσης :

Με εσωτερικά της επένδυση από βαμβάκι.
Κλείνει με Velcro.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,

Σημείο προσοχής:

Δεν προκαλεί συμπτώματα όπως ιδρώτας, εξανθήματα, κνησμός και φαγούρα

Νάρθηκας καρπού & αντίχειρα 0506



Περιγραφή:

Νάρθηκας υποστήριξης αντίχειρα από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό, μεταλλική λάμα στον αντίχειρα, δυο πλαστικές μπαλάνες και δυο δέστρες με Velcro για καλύτερη ακινητοποίηση.

Οδηγίες χρήσης :

Δεξί & Αριστερό
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη,
Κατάλληλο για σύνδρομο De Quervain, Αρθρίτιδα,
Τενοντίτιδα.

Σημείο προσοχής:

Οι μεταλλικές λάμες είναι προσθαφαιρούμενες

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ



Περιγραφή:

Επιγονατίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα σε σωληνωτή πλέξη, χωρίς ραφή, απλή ελαστική με τρύπα.

Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποιείται σε ήπιες κακώσεις γονάτου, Μετεγχειρητικές καταστάσεις.

Σημείο προσοχής:

Η τρύπα στην επιγονατίδα για για την καλύτερη σταθεροποίησή της.

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΑ

ΓΑΖΕΣ STERILUX



Περιγραφή:

Μη αποστειρωμένες από γάζα κατά το πρότυπο EN 14079, 17 κλωστών, με διπλωμένες παρυφές (ES).
Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τα μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να διπλωθούν πολλές φορές χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα. Ιδιαίτερα απορροφητικά, αεροδιαπερατά, απαλά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

Σημείο προσοχής:

Αν κολλήσουν στη πληγή ξεπλένουμε με φυσιολογικό ορό.

ΓΑΖΕΣ MENDICOMP



Περιγραφή:

Μη αποστειρωμένες ,μη υφασμένες γάζες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη .επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής.
Αντικολλητικές
Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τις γάζες στη πληγή χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα γάντια.

Σημείο προσοχής:

Υφασμένη ώστε να μην κολλάνε κλωστές στη πληγή.

ΓΑΖΕΣ LAMED



Περιγραφή:

Αποστειρωμένες γάζες, διατίθενται σε 3 μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής.

15cm x 15 cm 12τμχ

17cm x 30cm 12 τμχ

36cm x 40cm 10 τμχ

Κορυφαία επιθέματα αποστειρωμένης γάζας, υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής, από 100% φυσικό βαμβάκι, άοσμη, διπλωμένα άκρα.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τις γάζες στη πληγή χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα γάντια.

Σημείο προσοχής:

Χωρίς ατέλειες (ξέφτια και χνούδια) με ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, σύμφωνα με τη μέθοδο αποστείρωσης ΕΟ του ευρωπαϊκού πρότυπου. Αν κολλήσουν στη πληγή ξεπλύνουμε με φυσιολογικό ορό.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ COSMOPOR-E



Περιγραφή:

Αποστειρωμένες γάζες, διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.,επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος της πληγής.
Υποαλλεργικές
Δερματολογικά ελεγμένες
Αυτοκόλλητες
Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη γάζα προσεκτικά στη πληγή.

Σημείο προσοχής:

Για να αποφύγετε τον πόνο αφαιρέστε την γάζα από το πλάι, τραβώντας την προς τα έξω, σιγα-σιγα. Έτσι ξεκολλάει ανώδυνα.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ HYDROFILM



Περιγραφή:

Αδιάβροχες γάζες, διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής.

Υποαλλεργικές

Δερματολογικά ελεγμένες

Αυτοκόλλητες

Αποστειρωμένες

Απορροφητικές

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη γάζα προσεκτικά στη πληγή.

Σημείο προσοχής:

Για να αποφύγετε τον πόνο αφαιρέστε την γάζα από το πλάι, τραβώντας την προς τα έξω, σιγα-σιγα. Έτσι ξεκολλάει ανώδυνα.

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ HYDROCLEAN PLUS



Περιγραφή:

Τα βακτήρια, ο νεκρωτικός ιστός και το ινώδες εμποδίζουν την επούλωση των πληγών. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας HydroClean® συν χρησιμοποιεί το μοναδικό συνδυασμό ξεπλύματος-ξεπλύματος³ για να δημιουργήσει ένα ιδανικά υγρό στρώμα πληγής το οποίο προάγει την αυτολυτική απολέπιση. Ο συνδυασμός μειώνει τις βλαβερές μεταλλοπρωτεΐνες Matrix (MMPs) που προκαλούν φλεγμονή - μία από τις βασικές αιτίες της καθυστερημένης επούλωσης σε χρόνιες πληγές - έως και 87%. Το προϊόν συνεχίζει να ξεπλένει την περιοχή με το διάλυμα του Ringer, το οποίο περιέχεται στον πυρήνα υδροζυγοσταθμού και διατηρεί την περιοχή υγρή για έως και τρεις ημέρες. Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίδεσμος διευκολύνει την αυτολυτική απολέπιση χωρίς σκληρές μηχανικές μεθόδους. Το HydroClean® plus περιέχει επίσης το αντισηπτικό πολυεξανίδιο (πολυεξαμεθυλενο διγουανίδιο, PHMB) το οποίο έχει αντιμικροβιακή επίδραση στο εσωτερικό της πληγής.

Οδηγίες χρήσης :

Το HydroClean® Plus έχει τη δυνατότητα να αποτρίβει αποτελεσματικά τις πληγές εγκαίρως διατηρώντας παράλληλα αυτό το υγρό περιβάλλον, παρέχοντας έτσι μια καθαρή κλίνη τραύματος.

Σημείο προσοχής:

Η διαδικασία του καθαρισμού γίνεται συνήθως με νυστέρι αλλά επειδή δεν ξεχωρίζει ο υγιής από τον τραυματισμένο ιστό προκαλείτε λίγος πόνος. Όμως το HydroClean περιέχει ισοτονικό διάλυμα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Απορροφά τα βακτήρια και μαλακώνει την εσχάρα και την τραβά στο εσωτερικό ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία της επιθηλοποίησης.

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ATRAUMAN AG



Περιγραφή:

Επιθέματα με αλοιφή που περιέχουν άργυρο, από υδρόφοβο πλεκτό τούλι από πολυαμίδιο οι ίνες του οποίου περιβάλλονται από άργυρο σε στοιχειακή μορφή που σε άμεση επαφή με το τραύμα δρουν μικροβιολογικά εναντίον των gram αρνητικών και των gram θετικών βακτηρίων. Εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή χωρίς πρόσθετα βαζελίνης ή άλλες παραφίνες. Διαπερατά στις εκκρίσεις, ιδιαίτερα απαλά με εξαιρετικές ικανότητες πτύχωσης. Δεν προσκολλώνται στο τραύμα. Με μικροβιολογική δράση ελάχιστης διάρκειας 7 ημερών. Η αλοιφή περιέχει: Μείγμα εστέρων από φυσικά, φυτικά λιπαρά οξέα που δεσμεύονται ως διγλυκερίδια και τριγλυκερίδια, Macrogoi 2000. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της πληγής.

Οδηγίες χρήσης :

Για τη θεραπεία επιπολής τραυμάτων καθώς και για συμπληρωματική προστασία κατά τη θεραπεία τραυμάτων υψηλού βακτηριακού φορτίου αλλά και για προφύλαξη από βακτήρια.

Σημείο προσοχής:

Τα ιόντα αργύρου τοποθετούνται πάνω στη πληγή ώστε να σκοτωθούν τα βακτήρια και δημιουργούν μια γέφυρα ώστε να φτιαχτεί ιστός.
Έπειτα τοποθετούμε το HydroClean και το στερεώνουμε καλά με omniflix.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Sorgalgon® & Sorbalgon® T

Περιγραφή:

Επιθέματα και κορδόνια επιπωματισμού για εύκολο επιπωματισμό, χωρίς δραστικές ουσίες, από ίνες αλγινικού ασβεστίου οι οποίες κατά την ανταλλαγή με τα άλατα νατρίου που περιέχει το αίμα και τις εκκρίσεις μετατρέπονται σε υδρόφιλο τζελ που δεν προσφύεται στο τραύμα γεμίζοντας τις κοιλότητες του τραύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται στενή επαφή με το τραύμα και ευνοϊκό μικροκλίμα για την επούλωσή του. Τα μικρόβια ενθυλακώνονται κατά τη διαδικασία μετατροπής στη δομή του τζελ.



Οδηγίες χρήσης :

Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις τραυμάτων μεγάλου βάθους ή τραυμάτων με κοιλότητα για ταμπονάρισμα. Διασφαλίζει την επαφή με όλη την επιφάνεια του τραύματος.

Σημείο προσοχής:

Ιδιαίτερα κατάλληλα για την περιποίηση εξιδρωτικών πληγών και αιμορραγίας, εφόσον οι ιδιότητες σχηματισμού τζελ βοηθούν τη διαδικασία επούλωσης τραύματος όπως π.χ. Ulcus cruris venosum, σε έλκη από κατάκλιση, αποστήματα, δοθιήνες, εγκαύματα καθώς και σε τραύματα που έχουν δυσκολία στην περιποίηση κατά τη χειρουργική θεραπεία τραυμάτων από ατυχήματα και τη χειρουργική αφαίρεση όγκων.

Sorgalgon®

Επιθέματα σε τρία διαφορετικά μεγέθη για εφαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες σας και οικονομία.

Sorbalgon® T

Κορδόνια επιπωματισμού, μήκους 30 cm, ειδικά για μικρής διαμέτρου συρίγγια και διόδους διείσδυσης βελόνας.

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ



Περιγραφή:

Επιθέματα από αφρώδες υλικό με εξωτερική επένδυση πολουρεθάνης διαπερατή από τους υδατμούς. Η υδρόφιλη δομή του από αφρώδες υλικό με διευρυμένους πόρους μεταφέρει γρήγορα μέσω τριχοειδούς απορρόφησης το εξίδρωμα του τραύματος διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο υγρό περιβάλλον όπου τα μικρόβια και τα κυτταρικά συστατικά του τραύματος εγκλωβίζονται με ασφάλεια και παραμένουν εγκλωβισμένα ακόμη και αν ασκηθεί συμπίεση. Απαλά και εύκαμπτα, προστατεύουν από κρούσεις και αφαιρούνται χωρίς ερεθισμούς. Διατίθενται σε διάφορους τύπους και μεγέθη.

Οδηγίες χρήσης :

Καθαρίστε το τραύμα πριν την αλλαγή του επιθέματος. Επιλέξτε το κατάλληλο επίθεμα ανάλογα με το μέγεθος του τραύματος, έτσι ώστε να εξέχει κατά ένα (1) έως δύο (2) εκατοστά από την περιοχή του τραύματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το τραύματόσο περισσότερο πρέπει να εξέχει το επίθεμα από την περιοχή του τραύματος. Εν ανάγκη προσαρμόστε το επίθεμα κόβοντας το στο σωστό μέγεθος

PermaFoam: Τοποθετείστε το με τη λευκή πλευρά στο τραύμα, ώστε η μπεζ επικαλυπτική στρώση να είναι επάνω και έπειτα στερεώστε το στο τραύμα.

Perma Foam comfort, sacral και concave: Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί, τοποθετείστε το επίθεμα με το λευκό αφρώδες υλικό επάνω στο τραύμα και πιέστε το συγκολλητικό πλαίσιο. Για την ευκολότερη αφαίρεση του PermaFoam είναι δυνατή η μείωση της ισχύος του συγκολλητικού παλίσιουμέσω εφύγρανσής του πχ με διάλυμα Ringer
Εφόσον η κατάσταση του τραύματος δεν παρουσιάζει επιπλοκές το PermaFoam μπορεί να παραμείνει στο τραύμα για περισσότερες ημέρες, ανάλογα με την ποσότητα εκκρίσεων και την κατάσταση του επιθέματος. Η αλλαγή του επιθέματος είναι αναγκαία, όταν ενδείκνυται κλινικά ή αν είναι ορατές οι εκκρίσεις στην άκρη του.

Σημείο προσοχής:

Το PermaFoam απορροφά τις εκκρίσεις και δημιουργεί ταυτόχρονα ένα υγρό περιβάλλον για το τραύμα που δρα υποστηρικτικά στη θεραπεία του.

Χάρη στο επιπλέον συγκολλητικό πλαίσιο των PermaFoam comfort, concave και sacral δεν είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον υλικώνγια την στερέωσή τους.

Τα επιθέματα PermaFoam είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κολλούν πάνω στο τραύμα. Τα επιθέματα αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στο τραύμα.

Ενδείξεις

Τα επιθέματα PermaFoam είναι κατάλληλα ιδιαίτερα για την θεραπεία τραυμάτων που συνοδεύονται από εκκρίσεις μέσης έως βαριάς έντασης.

Το PermaFoam cavity είναι κατάλληλο για βαθιά και ανοιχτά τραύματα. Ως διπλωμένη ταινία ταμποναρίσματος κατάλληλη για κοιλότητες τραυμάτων.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ LEUKOPOR- OMNIPOR



Περιγραφή:

Ταινίες αυτοκόλλητες μη υφασμένες (χάρτινες) από λευκό μη υφασμένο υλικό φλιν με υποαλλεργική συνθετική κόλλα.



Οδηγίες χρήσης :

Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα.

Σημείο προσοχής:

Ελαστικά, ανθεκτικά, υποαλλεργικά για ευαίσθητες επιδερμίδες. Αεροδιαπεραστικό ώστε να μη δημιουργείτε εφίδρωση.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ LEUKOPLAST- OMNIPLAST

Περιγραφή:

Ταινίες αυτοκόλλητες υφασμένες στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα.

Οδηγίες χρήσης :

Επιτρέπουν την κυκλοφορία του νερού και των υδρατμών ,κολλούν με ασφάλεια είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Είναι αδιάβροχες και κόβονται εύκολα στην πτυχή ζικ-ζακ. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα.

Σημείο προσοχής:

Ελαστικά, ανθεκτικά, υποαλλεργικά για κανονικές επιδερμίδες.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΕΝΙΕΣ LEUKOSILK- OMNISILK

Περιγραφή:

Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι
Ταινίες λευκού χρώματος με υποαλλεργική
συνθετική κόλλα.

Οδηγίες χρήσης :

Επιτρέπουν την κυκλοφορία αέρα και υδρατμών
Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά , αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να
αφήνουν υπολείμματα .
Είναι αδιάβροχες και κόβονται εύκολα στην πτυχή ζικ-ζακ

Σημείο προσοχής:

Ελαστικά, ανθεκτικά, υποαλλεργικά για ευαίσθητες επιδερμίδες.
Αεροδιαπεραστικό ώστε να μη δημιουργείτε εφίδρωση.



ГАНТИА

ΓΑΝΤΙΑ NITRILE ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ PEHA-SOFT HARTMANN



Περιγραφή:

Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ, από εξαιρετικά απαλό καουτσούκ νιτριλίου σε λιλά χρώμα, χωρίς πούδρα. Μη αποστειρωμένα. Χάρη στην ειδική εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές τοποθετούνται πολύ εύκολα. Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια στην περιοχή των δαχτύλων για τέλεια ικανότητα σύλληψης. Είναι εξαιρετικά ελαστικά, ανθεκτικά στο σχίσιμο και ασφαλή. Έχουν τέλεια εφαρμογή και άψογη απτική αίσθηση. Για χρήση στο αριστερό ή στο δεξί χέρι.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Ως ανθεκτικά γάντια μιας χρήσης σε όλους τους τομείς όπου το προσωπικό διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης. Ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με υπερευαισθησία στην πούδρα των γαντιών ή με αλλεργίες στην πρωτεΐνη του λάτεξ (αλλεργία τύπου I). Μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374, (Κατ. I και II), για χρήση σε εργασίες όπου υπάρχει επαφή με χημικές ουσίες και απολυμαντικά μέσα. Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Σημείο προσοχής:

Ιδανικά για χρήση στη κουζίνα και στα εργαστήρια (σε χώρους εστίασης). Εάν κοπούν καταλάθος με αιχμηρό αντικείμενο και πέσουν μέσα στο φαγητό το χρώμα τους επιτρέπει να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν.

ΓΑΝΤΙΑ NITRILE ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ PEHA-SOFT HARTMANN

Περιγραφή:

Τα γάντια Peha Soft nitrile white διατίθενται σε λευκό χρώμα και διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα των γαντιών από φυσικό λάτεξ χωρίς τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη αποστειρωμένα, φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή στο αριστερό χέρι.

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της παλάμης σας.



Οδηγίες χρήσης :

Τα γάντια Peha Soft nitrile white πληρούν τις προϋποθέσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDD) και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) κλάσης I και II.

Χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα, για αποφυγή αλλεργιών.

Προστασία από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Κατάλληλα για τον χειρισμό απολυμαντικών και απορρυπαντικών.

Υψηλή αίσθηση αφής και ιδιαίτερως μαλακό υλικό, σε ουδέτερο λευκό χρώμα.

Ασφαλή για χρήση με τρόφιμα.

Σημείο προσοχής:

Γάντια εξεταστικά χωρίς πούδρα από την Hartmann, κατάλληλα για νοσηλευτικές εργασίες και εξετάσεις. Το ιδιαίτερως μαλακό υλικό κατασκευής τους παρέχει υψηλή αίσθηση αφής (είναι πολύ λεπτά).

Προστατεύουν τον χρήστη και τον ασθενή από την επαφή με σωματικά υγρά, μικρόβια και απολυμαντικά.

Έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 455, EN 374 και ASTM F1671.

ΓΑΝΤΙΑ VINYL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ PEHA-SOFT HARTMANN



Περιγραφή:

Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης χωρίς λάτεξ, από μαλακό βινύλιο, χωρίς πούδρα. Τοποθετούνται εύκολα χάρη στην εσωτερική τους επένδυση από πολυμερές. Έχουν τέλεια εφαρμογή και άψογη απτική αίσθηση. Για χρήση στο αριστερό ή στο δεξί χέρι. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Ως ανθεκτικά γάντια μιας χρήσης σε όλους τους τομείς όπου το προσωπικό διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης. Ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με υπερευαισθησία στην πούδρα των γαντιών ή με αλλεργίες στην πρωτεΐνη του λάτεξ (αλλεργία τύπου I) ή στους επιταχυντές (αλλεργία τύπου IV).

Σημείο προσοχής:

Δεν είναι ελαστικά αλλά είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο και ασφαλή.

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ PEHA-SOFT HARTMANN



Περιγραφή:

Χειρουργικά γάντια από ιδιαίτερα λεπτό λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση αφής, διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαίτέρως ανθεκτικά. Ο ανατομικός τους σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, επιλέγετε ανάλογα με το μέγεθος της παλάμης σας.

Οδηγίες χρήσης :

Γάντια γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς.

Σημείο προσοχής:

Είναι ελαστικά, ανθεκτικά, τα μόνα αποστειρωμένα. Διαχωρίζονται σε δεξί και αριστερό.

ΓΑΝΤΙΑ ΣΑΓΡΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Περιγραφή:

Γάντια Σαγρέ, διαφανή, αμφιδέξια από πολυαιθυλένιο, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης, ελαχίστου πάχους 0.020 χιλ., πλάτους 26εκ., μήκους 30εκ., συσκευασμένα ανά 100τεμ σε νάιλον σακούλι μεγέθους 17X26 εκ, με ημικύκλιο στην μια πλευρά, για εύκολη χρήση και 100 σακούλια σε χαρτοκιβώτιο.

Οδηγίες χρήσης :

Γάντια γενικής χρήσης. Βαφές, φούρνοι κ.α.

Σημείο προσοχής:

Δεν έχουν καλή εφαρμογή αλλά είναι ιδανικά ώστε να αποφεύγουμε εγκαύματα.

ΜΑΣΚΕΣ

ΜΑΣΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



Περιγραφή:

Για χρήσεις ιατρικές, χειρουργικές, (μερική προστασία του αναπνευστικού συστήματος), βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές οικοδομικές, γεωργικές (ράντισμα), απολύμανση, προστασία από μόλυνση της πόλης κ.α.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο, περνώντας τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά και προσέχοντας το εύκαπτο έλασμα που υπάρχει στο πάνω μέρος να βρίσκεται πάνω στη μύτη.

Σημείο προσοχής:

Πιέστε το έλασμα με τα δάκτυλά σας, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μάσκα να πάρει το σχήμα της μύτης σας. Τραβήξτε το κάτω μέρος έτσι ώστε να καλύψει το σαγόνι σας, έτσι η μάσκα θα σταθεροποιηθεί και δεν θα αφήνει κενά ώστε να περνά ο αέρας.

Cutter for pills

ΧΑΠΟΚΟΦΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



Περιγραφή:

Κόφτης χαπιών. Για εύκολο κόψιμο χαπιών.
Ειδική θήκη αποθήκευσης.

Οδηγίες χρήσης :

Τοποθετήστε το χαπι στον χαποκόφτη και πιέστε ώστε να διαλυθεί το χάπι.

Σημείο προσοχής:

Μην βάζετε πολλά χάπια μαζί.

ΥΓΡΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Meni-Soft All-In-One Solution

Meni-Soft® All-In-One Solution

«Όλα-σε-ένα»,
με υαλουρονικό νάτριο,
ενδεδειγμένο για
ευαίσθητα μάτια.
Κατάλληλο για όλους
τους φακούς επαφής,
συμπεριλαμβανομένων
των φακών σιλικόνης
υδρογέλης.

CE 0051



Περιγραφή:

Menisoft είναι ένα διάλυμα για όλους τους τύπους μαλακών φακών επαφής συμπεριλαμβανομένων σιλικόνης υδρογέλης. Περιέχει κεκαθαρμένο υαλουρονικό οξύ συστατικό υψηλής σημασίας με πολλές ιδιότητες όπως: συλλαμβάνει και διατηρεί τα μόρια του H₂O σε παρατεταμένη επαφή με το επιθήλιο του κερατοειδούς, προωθεί οσμωτικές ανταλλαγές της υγρασία μεταξύ κερατοειδούς και φακού επαφής, χάρη στο υαλουργικό οξύ που είναι συνδεδεμένο με το πολυμερές του φακού επαφής Εξωθεί τους φακούς επαφής να απελευθερώσουν μυκοπολυκχαρίδια (γλυκοζαμινογλυκάνες), σύμφωνα με το ποσοστό υδρογέλης. Αυτές οι ιδιότητες δίνουν στο χρήστη περισσότερη άνεση και ευεξία. Με menisoftl αντέχει πλέον περισσότερο σε καταστάσεις όπως: ένα ξηρό, κλιματιζόμενο δωμάτιο, περιοχές με ξηρό κλίμα, Όταν ο φακός είναι βυθισμένος στο menisoft. Το υαλουρονικό οξύ προσκολλάται στην επιφάνεια του φακού, δημιουργώντας ένα σώμα ενυδάτωσης που προστατεύει το φακό από την αφυδάτωση.

Οδηγίες χρήσης :

Ο καθαρισμός γίνεται με την απλή τριβή των φακών και την συντήρησή τους στην ειδική θήκη για 4 ώρες. Υπάρχουν διαφορετικές ψυχρές μέθοδοι απολύμανσης. Βασικά, βάλτε τους φακούς απλώς μέσα στη θήκη τους και προσθέστε απολυμαντικό διάλυμα. Ανακινήστε για το διάστημα που συνιστούν οι οδηγίες. Εάν χρειαστεί, προσθέστε εξουδετερωποιητικό διάλυμα και ανακινήστε Πάλι.

Σημείο προσοχής:

Ξεπλύνετε τους φακούς με φυσιολογικό ορό προτού τους βάλετε πάλι στα μάτια σας.

OPTI-FREE EXPRESS



Περιγραφή:

Το OPTI-FREE Express είναι διάλυμα απολύμανσης πολλαπλών χρήσεων για την καθημερινή φροντίδα όλων των μαλακών φακών επαφής. Καθαρίζει, ξεπλένει, απολυμαίνει και ενυδατώνει. Διατηρεί τους φακούς καθαρούς και άνετους όλη την ημέρα.

Οδηγίες χρήσης :

Το Tetronic 1304 βοηθαι στη διατήρηση της υγρασίας πάνω στην επιφάνεια του φακού έως 8 ώρες.

Συμβατό με φακούς επαφής υδρογέλης και σιλικόνης υδρογέλης.

Τα Υγρά με υπεροξειδίο του υδρογόνου δίνουν έναν πιο ισχυρό καθαρισμό. αλλά θέλουν συγκεκριμένο χρόνο για την εξουδετέρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου μέσα στην θήκη (από 4 έως 6 ώρες). Το τελικό διάλυμα που προκύπτει μετά την εξουδετέρωση δεν έχει καμία μικροβιοκτόνο δράση . Με τη επίδραση ειδικού καταλύτη που υπάρχει στην ειδική θήκη μετατρέπεται σε απλό φυσιολογικό ορό.

OPTI-FREE PURE MOIST



Περιγραφή:

Σχεδιασμένο για τους σύγχρονους φακούς επαφής σιλικόνης υδρογέλης¹⁻³

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάλυμα Απολύμανσης Πολλαπλών Χρήσεων με HydraGlyde® που καθαρίζει, συντηρεί, ξεπλένει και απολυμαίνει, φυλάσσει και απομακρύνει τα λιπίδια και τις πρωτεϊνικές εναποθέσεις καθημερινά

Το OPTI-FREE® PureMoist® περιέχει POLYQUAD® και ALDOX® που υπερβαίνει τα κριτήρια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) αναφορικά με τα κριτήρια απόδοσης στην απολύμανση

Το κατοχυρωμένο σύστημα HydraGlyde® Moisture Matrix ενσωματώνεται μέσα στους μαλακούς φακούς επαφής, δημιουργώντας ένα στρώμα υγρασίας σε όλη την επιφάνεια του^{2,4,5}

Διάρκεια χρήσης 6 μήνες, σημαντικά μεγαλύτερη από άλλα προϊόντα φροντίδας των φακών

ΟΦΕΛΗ

Ασφάλεια: Πρότυπο βιοσυμβατής απολύμανσης. Ιδανικό για χρήστες που δεν συμμορφώνονται στις οδηγίες χρήσης

Ενυδάτωση: Το διάλυμα πολλαπλών χρήσεων OPTI-FREE® PureMoist® είναι το μόνο που ενυδατώνει τους σύγχρονους φακούς επαφής μέχρι και 16 ώρες

Άνεση: Μόνο το OPTI-FREE® PureMoist® περιέχει HydraGlyde® Moisture Matrix, μια πρωτοποριακή τεχνολογία ενυδάτωσης που δρα ανεξάρτητα από το δακρυϊκό φιλμ

Αποτελεσματικότητα: Μειώνει τις εναποθέσεις λιπιδίων και απομακρύνει τις πρωτεϊνικές εναποθέσεις



Οδηγίες χρήσης :

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φροντίδας των φακών σας με το διάλυμα OPTI-FREE® PureMoist®:

1. Βρέξτε κάθε πλευρά του φακού επαφής με το διάλυμα OPTI-FREE® PureMoist®. Τρίψτε για 20 δευτερόλεπτα.
2. Ξεπλύνετε κάθε πλευρά του φακού για 10 δευτερόλεπτα ρίχνοντας σταθερά διάλυμα OPTI-FREE® PureMoist®.
3. Γεμίστε τη θήκη των φακών επαφής Alcon με φρέσκο διάλυμα OPTI-FREE® PureMoist®. Αποθηκεύστε τους φακούς σας στην κλειστή θήκη και αφήστε τους εκεί για όλη τη διάρκεια της νύχτας ή τουλάχιστον για 6 ώρες. Μετά από αυτή τη διαδικασία, οι φακοί επαφής είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ξανά το ίδιο διάλυμα καθαρισμού που έχει απομείνει στη θήκη.

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ NEXCARE

Περιγραφή:

Οι επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές ωτοασπίδες NEXCARE βοηθούν στη μείωση του ήχου έως και 25desibels



Οδηγίες χρήσης :

Οι πλαστικές ωτοασπίδες NEXCARE
Είναι εύχρηστες και ασφαλείς
κατασκευάζονται από μαλακό πολυμερές υλικό
έχουν κωνικό ανατομικό σχήμα για τέλεια εφαρμογή στα
αυτιά σας.

Σημείο προσοχής:

Οι μόνες επαναχρησιμοποιούμενες. Μπορούν με
ασφάλεια να πλυθούν με νερό και σαπούνι

ΑΦΡΩΔΗΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Περιγραφή:

Οι αφρώδης ωτοασπίδες ήχου είναι τόσο αποτελεσματικές που μπορούν να μειώσουν τον ήχο μέχρι και 24 ντεσιμπέλ. Προστατεύοντας σας έτσι από τους οποιοσδήποτε ενοχλητικούς θορύβους.

Οδηγίες χρήσης :

Κατασκευάζονται από μαλακό πολυμερές υλικό έχουν κωνικό ανατομικό σχήμα για τέλεια εφαρμογή στα αυτιά σας.

Σημείο προσοχής:

Μπλοκάρουν υψηλές συχνότητες και απορροφούν τις μικρές .



ΚΕΡΙΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



Περιγραφή:

Ωτοασπίδες κέρινες OHROPAX σε πλαστική συσκευασία..

Οδηγίες χρήσης :

Το σχήμα τους βοηθάει στην καλή εφαρμογή στο αυτί.

Σημείο προσοχής:

Περιορίζουν το θόρυβο.
Εφαρμόζονται με καθαρά χέρια σε στεγνό και καθαρό αυτί.

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Περιγραφή:

Οι ωτοασπίδες σιλικόνης παρέχουν αποτελεσματική προστασία από το νερό, τον αέρα και το θόρυβο.

Οδηγίες χρήσης :

Εξαιρετικά αποτελεσματικές
Μαλακές και άνετες
Εφαρμόζουν εύκολα
Δεν αφήνουν υπολείμματα
Σε κουτάκι 2 τεμαχίων

Σημείο προσοχής:

Είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στο σχήμα του κάθε αφτιού. Δεν αφήνουν υπολείμματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΔΝΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

	GENIUS 9000 Rose Gold	GENIUS 9000 Black	GENIUS 8000	SMART 6000	SMART 4000	PRO 2000	PRO 700 Sensi Ultra Thin	PRO 750 Black	PRO 750 Pink	PRO 600	PRO 600 Pink
											
Περστροφοτική											
Περστροφοτική με δόνηση	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χρόνος φόρτισης	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	7.600	7.600
Χρόνος φόρτισης	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Αντίφθορο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Παγγελματικό επίπεδο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPX7	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Interactivity	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Αντίβροχο			✓					✓	✓		
Αντίβροχο	✓	✓									
Αντίβροχο	✓	✓	✓								
Αντίβροχο	✓	✓	✓								
Αντίβροχο	✓	✓	✓								
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓						
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓						
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓						
Αντίβροχο	✓	✓									
Αντίβροχο	✓	✓									
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Αντίβροχο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Δεδομένου ότι ο όγκος των προϊόντων είναι μεγάλος και εκτός από τα προφανή προϊόντα περιλαμβάνει μέχρι σιρόπια, κάψουλες κτλ

Είναι σημαντικό **να συνεχίσουμε να εκπαιδευόμαστε** γιατί η μεταφορά της εκπαίδευσης αυτής στο χρήστη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητά τους και άρα συμβάλουμε στη θεραπεία και την υγεία των συνανθρώπων μας

Ευχαριστώ

Στασινός Χρ.Σικαλιάς
Φαρμακοποιός
<https://sikalias.net/>